

シーンによって使い方が選べる

チェアベッド

病室での付き添いや非常時に便利です！



Bench



Chair

Point
1



チェアとベンチをつなげることで、簡易ベッドとして使用できます。また、チェア同士を2つつなげてもベッドとして使用できます。

Point
2



チェアの座面下には収納棚があるため、使わないときはベンチを収納しておくことも可能です。

品番	型番	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	価格 (税抜)
9-1372-※	Chair	730×830×940	¥ 85,000
9-1374-※	Bench	850×590×410	¥ 45,000

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

【カラーコード表】

品番	-01	-02	-03	-04	-05
色	モカ	ミルク	ピーチ	キウイ	グレープ

- 材質：チェア/木枠（ウレタンフォーム）・抗菌レザー張り、ベンチ/木枠（ウレタンフォーム）・抗菌レザー張り・スチール塗装仕上げ
- リクライニング時サイズ：730×1050×460mm
- チェア+ベンチサイズ：730×1800×460mm
- キャスター：φ60mm 双輪ナイロン製（4輪ストッパー付）
- 3段階リクライニング（チェアのみ）



AXEL

商品の
詳細は
コチラ！

アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ