

バイオクリーンソックス 9-5018-01

耐久性能表

オートクレープテスト(121 1回/60分)

回数	全長	A	B	C	D
0	50.0	9.1	9.4	9.1	7.8
1	47.7	9.0	9.4	9.0	7.0
2	46.8	9.0	9.4	9.0	7.0
3	45.5	9.0	9.4	9.0	7.1
4	45.5	8.9	9.3	9.0	7.1
5	45.1	8.9	9.3	9.0	7.2
10	45.5	8.9	9.3	9.0	7.2
20	44.8	8.0	9.2	8.9	7.8

伸ばしてから測定

縦方向.....縮みは10%程度で安定。
横方向.....縮みは殆ど見られない。

測定位置

