

ポータブル型気中パーティクルカウンター MET ONE 3400+ シリーズ

先着 10 台限定

即納キャンペーン

期間 ~ 2025年3月14日(金) ご発注分まで

まだ
間に合います!

3月末までの納品を確約!

台数に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。



ポータブル型気中パーティクルカウンター MET ONE 3400+ シリーズ

日本語対応の大型カラー液晶 (10 インチ)

SOP マップ機能 (画像取り込み) あり

高耐食ステンレス製の筐体で、洗浄・除菌剤を直接スプレー可能

USB メモリで簡単にデータ取り出し可能

5.6kg* の軽量設計

* バッテリーを除いた重量

グローブのまま操作可能

最も人気のある **MET ONE 3413+*** を即納対応させていただきます。

※ 他のモデルに関してはお問い合わせください。

GMP 準拠クリーンルームの 環境モニタリングのために設計された機能

アカウントの管理機能

Microsoft Active Directory を使用



電子署名・電子承認

ご自身のIDおよびパスワードでログインする必要あり



監査証跡 (Audit Trail)

電子記録の生成・修正・削除などの
全ての操作内容を時系列で記録したデータ

レポート		MET ONE 3400-	
監査証跡			
フィルター	今日	監査証跡がエクスポートされました。	
日付の範囲	2022-12-01 00:00:00	ユーザー	管理者#1
		日時	2022-12-01 14:32:43
		ロケーション	C38681-202040005
ユーザー	2022-12-01 23:59:59	電子署名が作成されました。	
管理者#1		ユーザー	管理者#1
		日時	2022-12-01 14:32:37
		ロケーション	C38681-202040005
		OS/PLM NAME	管理者#1
		理由	監査証跡がエクスポートされました。
アクションタイプ	SOPの改訂がリリースされました。	ユーザーログイン成功	
✓ SOPの改訂がリリースされました。		ユーザー	管理者#1
SOPの状態を変更		日時	2022-12-01 14:32:37
		ロケーション	C38681-202040005
		ユーザーログイン成功	

電子記録の保護 (アクセス権限)

「管理者」、「マネージャー」、「技術者」にて
異なるアクセス権限



製品ラインナップ

注文番号	製品名	メーカー希望小売価格 (税別)
4-3110-01	MET ONE 3413+ (最小可測粒径:0.3μm,最大粒径:10μm,吸引量:28.3 L/分)	¥1,780,000
4-3110-02	MET ONE 3415+ (最小可測粒径:0.5μm,最大粒径:10μm,吸引量:28.3 L/分)	¥1,770,000
4-3110-03	MET ONE 3423+ (最小可測粒径:0.3μm,最大粒径:10μm,吸引量:50 L/分)	¥2,000,000
4-3110-04	MET ONE 3425+ (最小可測粒径:0.5μm,最大粒径:10μm,吸引量:50 L/分)	¥1,990,000
4-3110-05	MET ONE 3445+ (最小可測粒径:0.5μm,最大粒径:10μm,吸引量:100 L/分)	¥2,300,000

MET ONE ブランド ポータブルパーティクルカウンター
製造元: ベックマン・コールター株式会社
国内販売元:

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索



電話受付時間: 午前9時~午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

※ 現地 IQ/OQ サポート費用は、別途必要となります。

Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。

■ご用命は信頼ある代理店へ