



ELGA  VEOLIA

水道直結型超純水装置

ラボ感謝 キャンペーン

キャンペーン期間：2024年3月29日受注分まで

40%

DOWN

コストパフォーマンス重視の
お客様へ

Quest2

本体品番 4-3112-02-30

構成

本体、前処理カートリッジ、
漏水検知機、水道接続キット

525,000円～

※税抜、出張費・作業費除く



使用量目安
～10L/日

43%

DOWN

フルスペックモデル
バリテーション対応可

flex3

本体品番 4-3113-01-30

構成

本体、前処理カートリッジ、
超純水カートリッジ、漏水検知機、
水道接続キット

800,000円～

※税抜、出張費・作業費除く



使用量目安
～20L/日

ELGA  VEOLIA

イギリス生まれ、創業 86 年。

世界 60 以上に展開し、販売台数世界第 2 位の老舗純水製造装置専門メーカーです。
タンク水循環システムやリアルタイム TOC モニタリング機能をいち早く取り入れて
水質の信頼性にこだわり、操作性、美観性に優れたデザインが特徴的。
アズワンが国内正規輸入代理店としてサポートしています。

 アズワン株式会社

■ Quest2・flex3 の point ポイント

point 1

ランニングコスト

14 Quest2 万円 ※1

22 flex3 万円 ※1

point 2

採水速度

1 Quest2 L/分

2 flex3 L/分

point 3

タンク

7 L

1回に使える
量が多い!

point 4

RO 水製造量

10 L/時

7Lタンクが
40分で満水! ※2

point 5

水質維持


タンク水
循環システム
搭載!

※1 供給水の水質・使用量による ※2 供給水圧・水温による

	Quest2	flex3
Quest2との違い		
リアルタイムTOCモニター	—	○
1日の使用量(推奨)	10L程度	20L程度
純水を製造開始する タンク残量	2.5L	0~6L設定可
採水スピードの調整	— (1.0L/分)	○ (1滴~2L/分)
採水口の高さ調整	—	○ (2Lメスシリンダー も置ける)
フットスイッチ (オプション)の装着	—	○

■ Quest2・flex3 のフロー図

<精製フロー>



Quest2 消耗品一覧

	アズワン品番	品 名	定価	交換目安
①	4-2473-01	前処理カートリッジ	¥1,800	6 ヶ月
②	4-3118-26	RO カートリッジ	¥110,000	2 ~ 3 年
③	4-3118-14	エアメントフィルター	¥8,000	1 年
④	4-3118-16	UV ランプ	¥72,600	1 ~ 1.5 年
⑤	4-3118-18	超純水カートリッジ	¥19,500	1 年

flex3 消耗品一覧

	アズワン品番	品 名	定価	交換目安
①	64-5410-01	前処理カートリッジ	¥24,500	6 ヶ月
②	4-3118-26	RO カートリッジ	¥110,000	2 ~ 3 年
③	4-3118-15	エアメントフィルター	¥38,000	1 年
④	4-3118-16	UV ランプ	¥72,600	1 ~ 1.5 年
⑤	4-3118-19	超純水カートリッジ	¥45,000	1 年

※ 水質等の条件により交換目安は変動します。

製造元



ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
エルガ・ラボウォーター事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー

e-mail: jp.elga.all.groups@veolia.com http://www.elgalabwater.com

輸入元

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様専用: 0120-700-875

代理店様用: 0120-722-875 (価格・納期は営業まで)

電話受付時間: 午前9時 ~ 午後5時30分 (土・日・祝及び弊社休業日は除く)

※当パンフレット記載の価格には消費税が含まれておりません。※記載の内容は予告なく改訂されることがございますので予めご了承ください。



■ ご用命は信頼ある代理店へ

■ 販売店の皆様へ

お見積り依頼は右の二次元コードからお願いします。



2307PASLI,230710TNI00