

ポータブル型 パーティクルカウンター 買い替えキャンペーン

どのメーカー・モデルでも買い替え対象 最大 120,000 円 OFF

今使っているパーティクルカウンターは

- そろそろサポート終了だ・・・
- DI 対応していない・・・
- 老朽化してきたなあ・・・

期間
限定

2024年11月末
ご発注分まで

メーカー不問で買い替えキャンペーン適用します！



本キャンペーンは他社からの買い替えの場合にのみ適用される内容となります。

買い替え該当機種をの画像を(本体全体と背面のシリアル番号が確認できる画像)エビデンスとさせていただきます。

ポータブル型気中パーティクルカウンター MET ONE 3400+ シリーズ

日本語対応の大型カラー液晶 (10 インチ)

SOP マップ機能 (画像取り込み) あり

高耐食ステンレス製の
筐体で、洗浄・除菌剤を
直接スプレー可能

USB メモリで簡単に
データ取り出し可能

5.6kg* の軽量設計

* バッテリーを除いた重量

グローブのまま操作可能



GMP 準拠クリーンルームの 環境モニタリングのために設計された機能

アカウントの管理機能

Microsoft Active Directory を使用



電子署名・電子承認

ご自身のIDおよびパスワードでログインする必要あり



監査証跡 (Audit Trail)

電子記録の生成・修正・削除などの
全ての操作内容を時系列で記録したデータ



電子記録の保護 (アクセス権限)

「管理者」、「マネージャー」、「技術者」にて
異なるアクセス権限



アズワン品番	製品名	メーカー希望 小売価格 (税別)	買い替えキャンペーン メーカー希望小売 価格 (税別)
4-3110-01-31	MET ONE 3413+ (最小可測粒径:0.3 μm,最大粒径:10 μm,吸引量:28.3 L/分)	¥1,680,000	¥1,600,000
4-3110-02-31	MET ONE 3415+ (最小可測粒径:0.5 μm,最大粒径:10 μm,吸引量:28.3 L/分)	¥1,670,000	¥1,590,000
4-3110-03-31	MET ONE 3423+ (最小可測粒径:0.3 μm,最大粒径:10 μm,吸引量:50 L/分)	¥1,900,000	¥1,810,000
4-3110-04-31	MET ONE 3425+ (最小可測粒径:0.5 μm,最大粒径:10 μm,吸引量:50 L/分)	¥1,890,000	¥1,800,000
4-3110-05-31	MET ONE 3445+ (最小可測粒径:0.5 μm,最大粒径:10 μm,吸引量:100 L/分)	¥2,200,000	¥2,080,000

※ 現地IQ/OQサポート費用は、別途必要となります。

MET ONE ブランド 気中パーティクルカウンター
製造元: ベックマン・コールター株式会社
国内販売元:

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索



電話受付時間: 午前9時~午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

P24g0775a

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

■ご用命は信頼ある代理店へ

MAPSS-LS-202406-61

2407PASLI