

期間：  
2024年  
8月1日～  
10月31日

夏のおトクな！

# TLCプレート7製品 特別価格キャンペーン

メルク社の高品質で実績ある薄層クロマトグラフィー（TLC）用  
未修飾 TLC プレート 7 製品を、特別価格にて販売いたします！

## キャンペーン製品リスト

※価格は税抜です。

アズワン品番	商品名	標準価格	キャンペーン 価格
3-3347-01-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 200×200 ガラス 1箱(25枚入) 1.05715.0001	24,000	20,400
3-3347-02-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 100×200 ガラス 1箱(50枚入) 1.05729.0001	36,300	30,900
3-3347-03-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×200 ガラス 1箱(100枚入) 1.05714.0001	51,300	43,700
3-3347-04-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×200 ガラス 1箱(25枚入) 1.05808.0001	15,400	13,100
3-3347-09-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 200×200 アルミ 1箱(25枚入) 1.05554.0001	18,300	15,600
3-3347-11-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×100 アルミ 1箱(50枚入) 1.16834.0001	12,800	10,900
3-3347-12-30	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×75 アルミ 1箱(20枚入) 1.05549.0001	4,030	3,500

Check!

TLC 分析をもっと楽に、信頼性を高めます！



# TLC Explorer

- ・スマートなデザイン
- ・簡単で直感的な操作
- ・メンテナンスが簡単！

※本製品はキャンペーン対象外です。

薄層クロマトグラフィー（TLC）は簡単で柔軟性があり、低コストで迅速なクロマトグラフィーです。TLC Explorer は、プレートを読み取り、Rf 値の計算やデンシトグラムを用いた定量が可能で、プレートデータ管理も可能な装置です。

## 主な特徴

設置サービス不要！

以下の特徴を持つ、すぐに使えるシンプルで優れたデバイスです。

### 接続性

PC と Wi-Fi アンテナ、  
USB-C 接続に対応。

### 操作性

タッチ式センサー  
ボタンを採用。

### 安全性

測定中の UV 光の  
被曝なし。

### 汎用性

3 種類の LED 内蔵で  
長持ち。  
(可視光、366 nm、254 nm)

### 柔軟性

20 cm × 20 cm までの  
シングル、マルチプレート  
に対応。

### 容易性

直感的な操作が可能な  
ソフトウェアと、  
簡単なメンテナンス。

アズワン品番	商品名	標準価格
68-7032-37	TLC Explorer	1,000,000

※価格は税抜です。

メルク社 TLC プレートは、総合検索サイト **AXEL** から、下記の検索方法でご確認ください！

すべてのカテゴリ ▼

メルク TLC プレート



販売店

代理店

営業企画部 試薬グループ

E-mail : Reagents@so.as-1.co.jp

TEL : 06-6447-8641 FAX : 06-6447-8642

総合検索サイト : **AXEL** <https://axel.as-1.co.jp/>

※本紙掲載の全製品は研究用です。