

愛される製品
信頼される技術

細胞凍結保存液

ラボバンカー®

BRAND
BIO LABO

細胞凍結の「スタンダード」



BLB-1

BLB-1S

BLB-2

BLB-2S

商品名	血清の有無	商品コード	包装	価格
ラボバンカー-1	血清タイプ	BLB-1	100ml × 1本	
		BLB-1S	20ml × 4本	
ラボバンカー-2	無血清タイプ	BLB-2	100ml × 1本	
		BLB-2S	20ml × 4本	

2大
特徴

- 高い凍結保護性能により、今まで凍結に弱かった細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の可能性が広がります。
- 研究者の方が血清の有無を意識して自由に使い分けができるように、血清タイプと無血清タイプの性能差がありません。

※カタログ及びサンプルを用意しておりますので下記までご連絡ください。

製造元

KURABO
倉敷紡績株式会社
バイオメディカル部

総発売元

TOSC トスク株式会社 (旧社名:
十慈フィールド株式会社)
バイオラボ事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目9番13号 日本橋本町1丁目ビル4階

TEL : 03-3516-0700

URL : <https://toscltd.co.jp/>

FAX : 03-3516-0701

E-mail : info@toscltd.co.jp

凍結に弱いといわれているHL60細胞の凍結保存例

●-80℃で1週間凍結保存し、解凍後4日培養した。



これまでの一般の凍結保存液(Old type)は全体的に性能が低く、HL60細胞のような凍結保存に弱い細胞では解凍後の増殖がよくありませんでした。特に無血清タイプは性能が劣っており、増殖せずに死んでしまうことがありました。ラボバンカーではどちらのタイプも高い凍結保護性能をもっているため、すぐに増殖を始めます。これにより研究者の皆様のニーズに合わせて自由に選べるようになりました。

資料請求フォーム
お気軽にお問い合わせください。

FAX:03-3516-0701

大学名/ 研究機関名			
ご部署/学部/ 研究室名	ご住所	〒	-
フリガナ			
お名前			
TEL			
e-mail	FAX		
お問い合わせ内容 ご興味のある製品に チェック☑を入れて ください。	ラボバンカー1 (血清タイプ) <input type="checkbox"/> 購入希望 <input type="checkbox"/> 営業から連絡希望 <input type="checkbox"/> サンプル希望 <input type="checkbox"/> カタログ希望		
	ラボバンカー2 (無血清タイプ) <input type="checkbox"/> 購入希望 <input type="checkbox"/> 営業から連絡希望 <input type="checkbox"/> サンプル希望 <input type="checkbox"/> カタログ希望		

お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

TOSC トスク株式会社 バイオラボ事業部 TEL: 03-3516-0700 E-mail: info@toscltd.co.jp
(旧社名: 十慈フィールド株式会社)