

ラコムテスターポケットタイプ pH 計 Elite pHSpeAR 仕様書

型番		ELITEPHSPEAR
pH	測定範囲	-1.00～15.00pH
	分解能	0.01pH
	精度	±0.01pH
	校正ポイント	最大 3 点 (校正液自動識別機能付き)
	校正液規格	USA 規格 (4.01、7.00、10.01pH) NIST 規格 (4.01、6.86、9.18pH)
温度	設定範囲	-4.9～65℃
	分解能	0.1℃
温度補償		手動温度補償(MTC)
表示部		バックライト付き LCD ディスプレイ
オートパワーオフ		8.5 分間無操作時自動電源 OFF
使用環境		温度:5～45℃ 湿度:5～85%RH(※ただし結露しないこと)
防水仕様		IP67
電源		単 4 型アルカリ乾電池 × 4 本
動作時間		250 時間以上(バックライト不使用時)
材質		本体:VALOX <sup>®</sup> (ポリエステル樹脂)、電極:ガラス 耐熱温度:80℃
サイズ		幅 44×厚み 37×高さ 260mm(センサーキャップ取付け時 290mm) センサー部:φ12×80mm(先端部:φ8×31mm、ガラス部:φ3×5mm)
重量		165g(電池重量含む)
付属品		センサーキャップ、pH4、pH7、pH10 校正錠剤 各 10 錠、 ネックストラップ、単 4 型アルカリ乾電池 × 4 本
梱包仕様		サイズ 75×340×75mm 370g

アクセサリ

品番	型番	商品名	内容
3-9757-11	01X001538	交換用 pH 電極 ELITEPHSPEAR 専用	1 個
1-3702-01	ECRE005	pH 電極保存液	480mL ボトル
6-7015-05	ECBU4BT	pH4.01 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
1-5298-02	ECBU686BT	pH6.86 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
6-7015-06	ECBU7BT	pH7.00 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
1-5298-04	ECBU918BT	pH9.18 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
6-7015-07	ECBU10BT	pH10.01 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
6-7016-01	ECBU4BS	pH4.01 校正液	20mL×5 パック 精度±0.01pH@25°C
6-7016-02	ECBU7BS	pH7.00 校正液	20mL×5 パック 精度±0.01pH@25°C
6-7016-03	ECBU10BS	pH10.01 校正液	20mL×5 パック 精度±0.01pH@25°C
6-7015-08	ECBU4BX	pH4 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25°C
6-7015-09	ECBU7BX	pH7 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25°C
6-7015-10	ECBU10BX	pH10 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25°C
-	01X223201	脱イオン水	20mL×20 パック