

## セット内容

(単位：個)

公称値	WS1M100 WS1F100	WS1M200 WS1F200	WS1M500 WS1F500	WS1M1K WS1F1K	WS1M2K WS1F2K
1mg	1	1	1	1	1
2mg	2	2	2	2	2
5mg	1	1	1	1	1
10mg	1	1	1	1	1
20mg	2	2	2	2	2
50mg	1	1	1	1	1
100mg	1	1	1	1	1
200mg	2	2	2	2	2
500mg	1	1	1	1	1
1g	1	1	1	1	1
2g	2	2	2	2	2
5g	1	1	1	1	1
10g	1	1	1	1	1
20g	2	2	2	2	2
50g	1	1	1	1	1
100g	1	1	1	1	1
200g	-	2	2	2	2
500g	-	-	1	1	1
1kg	-	-	-	1	1
2kg	-	-	-	-	2
合計個数	21	23	24	25	27
最大組み合わせ※	200g	600g	1000g	2000g	6000g

※各分銅セット内で組み合わせ可能な最大値の一例を示しております。

組み合わせる分銅が多いほど、誤差は大きくなります。