

マイクロピペット

(HiPette・容量可変タイプ)

NEW*

AXEL



軽量で長時間作業も
ラクラク！
使いやすさ抜群の
新ピペット！！



品番	容量範囲(μL)	最小可変容量(μL)	精度(%)※	再現性(%)	価格(税抜)
4-4939-01	0.1 - 2.5	0.002	±12.0(0.25)	≤6.0	¥17,000
4-4939-02	0.5 - 10	0.01	± 2.5(1)	≤1.8	¥17,000
4-4939-03	2 - 20	0.02	± 5.0(2)	≤1.5	¥17,000
4-4939-04	10 - 100	0.1	± 3.0(10)	≤1.0	¥17,000
4-4939-05	20 - 200	0.2	± 2.5(20)	≤0.7	¥17,000
4-4939-06	30 - 300		± 2.5(30)		¥17,000
4-4939-07	100 - 1000	1	± 3.0(100)	≤0.6	¥17,000

※()内の容量における精度・再現性です。

- 本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。
- 疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。
- 容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。
- ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。

仕様

- 適合チップ:ピオラモサクラチップ(3-6504-**) P.1456
- オートクレーブ可(121℃・20分)

推奨チップ


ピオラモサクラチップ (バルクパック)

品番	型番	容量(μL)	色	入数	価格(税抜)
3-6504-11	V-10BH	10	ナチュラル	1袋 (1000本入)	¥1,100
3-6504-12	V-200BH	200	イエロー		¥1,100
3-6504-04	V-200BN		ナチュラル		¥1,100
3-6504-13	V-1000BH	1000	ブルー		¥1,500
3-6504-05	V-1000BN		ナチュラル		¥1,500

仕様

- 材質:PP
- オートクレーブ可(121℃・20分以下)
- 目盛付き
- DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー

ご用命は信用ある販売代理店へ



ロック時

ロック解除時

【容量設定ロック機構】

操作中の容量ズレを防ぐ
ロック機構付き

【フィット感】

人間工学に基づいたしっ
かりと手にフィットする
ラウンドフォルム

【ボディ】

割れにくく、耐薬品性
に優れたオートクレー
ブ可能なPP製を採用

【軽量】

本体重量約71gで
長時間使用でも疲
れにくい

【快適なピペッ ティング操作】

小さな力で吸引・
吐出できるため疲
労を大幅低減

【ディスプレイ】

曇りにくくて見や
すい容量設定窓



【フィルター】

チップ内へのコンタミを
防ぐノイズフィルター
(付属)を取付可能

