

# Lano Feel

## Baby Milky Lotion

カネソンピア ラノフィール  
ベビーミルクローション

無香料・無着色・弱酸性

ラノリン（保湿成分）…人の皮脂に近いヒツジの毛の天然油脂。



「ラノリン」が、ベビーの敏感で乾燥しやすいお肌に潤いを与え、ふっくらやさしく保湿します。

デリケートで乾燥しやすいベビーのお肌。  
ヒツジの毛から得られる濃厚な油脂ラノリンをはじめ、  
お肌にやさしくなじむ天然保湿成分を主体に配合。  
みずみずしいうるおいで満たします。



ベビーのお肌は、大人に比べて  
とってもデリケート。乾燥や肌あれを  
防ぐため、保湿ケアが必要です。

ベビーの  
お顔に、  
全身に。  
キッズにも。

すべすべして、思わずほおずりしたくなるようなベビーのお肌。でも実は皮膚が薄くバリア機能も未熟で、わたしたち大人よりずっとデリケートで乾燥しやすいことをご存知でしたか？大事なベビーに、すこやかなうるおいに満たしたお肌を。「ラノフィールベビーミルクローション」はそんな思いから生まれました。



#### ご使用上の注意

●最初にご使用の際は、パッチテストを必ず行ってください。●お肌に合わないときは、使用を中止してください。●傷、はれものなどお肌にトラブルがある場合はご使用にならないでください。●使用中や、使用したお肌に直接日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのまま使用を続けると、症状が悪化することがあります。●アレルギー疾患のある方は医師にご相談の上ご使用ください。●万一目に入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。●容器の口には清潔な手指で触れてください。●一度容器から出したものは、容器に戻さないでください。●高温多湿、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

カネソンピア ラノフィール  
ベビーミルクローション

JANコード	 4 979869 004121
ITFコード	14979869004128
入数	10×4

単品サイズ			
幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	重さ (g)
38	38	118	103

皮膚を柔らかくし、保護する働きを持つ  
ラノリン(保湿成分)をはじめ、  
天然保湿成分を主体に配合。

ベビーのお肌、  
ふっくら、  
やさしく。

「ラノフィールベビーミルクローション」は、高純度の油脂ラノリンをはじめ、天然保湿成分を主体に配合。鉱物油(ミネラルオイル)を使用しない低刺激成分の配合で、デリケートで乾燥しやすいベビーのお肌に水分と油分を与え、ふっくらやさしく保湿します。ママの保湿ケアにもお使いいただけます。

#### ご使用方法

- ◎清潔にした手に適量(10円硬貨ぐらいが目安)を取り、ベビーやキッズの顔、手足、腹部、背中に、腕は付け根から指先へ、足は付け根からつま先へ、というように、からだの中心から外側へ、一定方向へすーっとやさしくすべらせるようにのばしてください。
- ◎入浴後や、おむつ替えでお肌を清潔にした後など、こまめに保湿ケアしてあげてください。
- ◎毎日のこまめなスキンケアで、お子さまのボディチェックもかねたスキンシップを。健康なお肌づくりと親子の絆づくり、ぜひ今日からはじめてください。

成分：水・ラノリン・スクワラン・グリセリン・BG・オリーブ果実油・ホホバ種子油・セリシン・ローヤルゼリーエキス・ボタニクス・ヒアルロン酸Na・アラントイン・グリチルリチン酸2K・トコフェロール・セタノール・ステアリン酸グリセリル(SE)・ポリソルベート60・(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー・カルボマー・キサンタンガム・水酸化K・メチルパラベン

■パッチテストのやり方 お子さまの上腕の内側に10円玉大の大きさにミルクローションを塗ります。24時間後に皮膚に変化がないことを確かめてからお使いください。特にお肌が弱いお子さまで心配な場合は、48時間たってから様子を見てください。お母さまご自身がご使用になる場合も、同様にパッチテストを行ってください。

●パッチテスト済み ※すべての方にアレルギー反応がないというわけではありません。

## カネソン株式会社

〒534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通1-23-35  
お客様窓口 TEL06-6928-3199(祝日を除く月~金 10:00~16:00)  
<https://www.kaneson.co.jp>

日本製