


【ピペットチップ】
マイクロチップ(PP製)

EN ISO
8655
準拠

安心してご使用いただける高品質・高純度チップ

- 無垢で疎水性、USPクラスVIに適合する医療等級ポリプロピレン製。
- オレイン酸アミド・DiHEMAフリーのバージンポリプロピレンを使用。
- 製造時に潤滑油・可塑剤・離型剤・重金属は一切不使用。
- DNase・RNase・Pyrogenフリー。
- 無菌状態のクリーンルームで人の手を介さないオートメーションシステムにより生産。
- 滅菌済タイプはガンマ線(15kGy/min)で滅菌。
- オートクレーブ滅菌可能。

実物大(10ml Extra Long除く)



▼マイクロチップ(PP製)仕様

樹脂特性	最高使用温度	脆化温度	透明性	オートクレーブ滅菌	柔軟性
PP	135°C	0°C	半透明	可	硬質

容量	特殊形状	目盛	色	写真	内包装	購入単位	品番
10 µl	-	有	無色	A	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521000
10(20) µl	Extra Long	有	無色	B	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521050
200 µl	-	有	無色	C	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521014
			黄色	D	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521014-Y
			無色	E	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521010
			黄色	F	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521010-Y
250 µl	-	有	無色	G	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521019
300 µl	-	有	無色	H	袋入(1000本)	1袋(1000本入)	521015
1000 µl	-	有	無色	I	袋入(500本)	1袋(500本入)	521016
			青色	J	袋入(500本)	1袋(500本入)	521016-B
			無色	K	袋入(500本)	1袋(500本入)	521020
			青色	L	袋入(500本)	1袋(500本入)	521020-B
			無色	M	袋入(500本)	1袋(500本入)	521017
			広口径	無	無色	N	袋入(500本)
1250 µl	-	無	無色	O	袋入(250本)	1袋(250本入)	521031
5ml	-	有	無色	P	袋入(250本)	1袋(250本入)	521032
10ml	-	有	無色	Q	袋入(100本)	1袋(100本入)	521033
			Extra Long	有	無色	R	袋入(100本)

容量	特殊形状	目盛	色	写真	内包装	購入単位	品番
10 µl	-	有	無色	A	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521100
10(20) µl	Extra Long	有	無色	B	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521108
200	-	有	無色	C	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521101
			黄色	D	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521101-Y
250 µl	-	有	無色	G	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521107
300 µl	-	有	無色	H	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521102
1000 µl	-	有	無色	I	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521103
			青色	J	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521103-B
1250 µl	-	無	無色	N	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	521104

容量	特殊形状	目盛	色	写真	内包装	購入単位	品番
10 µl	-	有	無色	A	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522100
10(20) µl	Extra Long	有	無色	B	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522108
200 µl	-	有	無色	C	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522101
			黄色	D	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522101-Y
250 µl	-	有	無色	G	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522105
300 µl	-	有	無色	H	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522102
1000 µl	-	有	無色	I	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522103
			青色	J	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522103-B
1250 µl	-	無	無色	N	ラック入(96本)	10ラック(960本入)	522104

マイクロチップ(PP製)適合メーカー [フィット感を確認したいお客様はぜひ無償サンプルをご請求ください。]

容量	マイクロチップ品番	適合メーカー
10 µl	521000/521100/522100	パイオヒット、エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン、ニチリョウ、レイニン
10(20) µl [Extra Long]	521050/521108/522108	パイオヒット、エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン、ニチリョウ、レイニン
200 µl	521014/521101/522101/521014-Y/521101-Y/ 522101-Y/521010/521010-Y	パイオヒット、エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン、ニチリョウ、レイニン
250 µl	521019/521107/522105	パイオヒット、エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン、ニチリョウ、レイニン
300 µl	521015/521102/522102	パイオヒット、エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン、ニチリョウ、レイニン
1000 µl	521016/521103/522103/521016-B/521103-B/ 522103-B/521020/521020-B/521017	エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン
1250 µl	521040/521104/522104	エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソン
5ml	521031	エッペンドルフ
	521032	ギルソン
10ml	521033	エッペンドルフ、ギルソン
10ml [Extra Long]	521034	エッペンドルフ、ギルソン