

長時間「無臭」の効果が持続します。

使いやすいトリガータイプ

無臭タイプ・天然植物性消臭剤

泡タイプ

# 除菌 消臭 フォーム

ワズケア併用時などの**ドライ状態では72時間持続**

夜、受バケツに噴泡してから**朝まで泡が持続**。※ポータブルトイレの受バケツに水を張った状態

環境にやさしい水溶性天然成分のため、水の上での持続時間は約18時間。

だから、トイレに流しても**泡消えが早く、下水の環境負担を軽減**します。



マイクロな泡が**長時間**臭いを閉じ込めます!



環境にも身体にもやさしい  
**天然素材**から  
生まれた  
除菌 消臭フォーム

## ご使用方法

- 1 ご使用前に缶を良く振り、噴射口の向きをご確認ください。
- 2 対象物の表面を覆うように、まんべんなくスプレーしてください。
- 3 必要に応じてスプレーを繰り返してください。

液 性：弱アルカリ性  
成 分：脂肪酸アミン誘導体、植物由来消臭剤、除菌成分、L P G  
型 式：エアゾール  
サイズ：直径約 60×高さ約 233mm  
容 量：400ml (約 80 回分※ 注 - 使用量により変わります。)  
定 価：1,500 円 (税別) ※約 3 秒間スプレーした場合です。

- 環境にも身体にもやさしい天然植物性だから、安心してお使いいただける**介護用の除菌・消臭フォーム**です。トイレに流しても排水管に泡が滞留しにくく、下水の環境負担を軽減します。
- サニタクリーンワンズケア®との併用では、泡が**72時間以上持続**します。ポータブルトイレの受バケツに水を張った場合は、水溶性成分のために泡が**18時間程度の持続**となります。

ご使用例1  
ワンズケアと併用した場合



受バケツにワンズケアをセットします。

排泄します。

除菌・消臭フォームを噴泡すると排泄物が隠れます。

72時間経過していますが、泡は十分残っています。

ご使用例2  
ポータブルトイレの受バケツに水を張った場合



受バケツに水を張ります。


除菌・消臭フォームを水面に噴泡します。

24時間経過していますが、泡はまだ十分残っています。


48時間経過しました。水溶性のため泡は消えています。

消臭試験データ 優れた消臭効果！

アンモニア減衰曲線



メチルメルカプタン減衰曲線



試験機関：(株)環境科学コーポレーション

抗菌試験データ 抜群の抗菌効果！

試験菌	抗菌剤添加率 (%)	初期菌数	24 時間後の菌数
黄色ブドウ球菌	0	2.6×10 <sup>5</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>
	0.3		< 1.0×10
大腸菌	0	4.0×10 <sup>5</sup>	2.7×10 <sup>4</sup>
	0.3		< 1.0×10

試験機関：(財)北里環境科学センター

株式会社 総合サービス  
SINCE1982  
<http://www.sservice.co.jp/products/care.html>

お客様相談室：0120-980-329

受付時間：土・日・祝を除く 9:30 ~ 17:00

※泡タイプ除菌・消臭フォームは日本製です。