

水洗→薬液洗浄→乾燥まで完全自動化

# micro-Plate Washer

# PW-N56

全自動マイクロプレート洗浄機/PWシリーズ



発売元 / 株式会社レイマック



全自動マイクロプレート洗浄機 PWシリーズ

# micro-Plate Washer

# PW-N56


マイクロプレートの再生作業を全自動によって安全・確実にを行います

- 水道水→薬液浸漬→乾燥までを完全自動化しました。
- 水道水・薬液浸漬・脱塩水すすぎ・送風の各工程は任意に選択出来ます。
- 各工程の処理時間は任意に設定出来ます。
- 洗浄中の時間管理が可能です。(経過時間、残り時間など)
- 塩素系洗浄液によるプレート浸漬によって滅菌処理が可能です。
- オールステンレスで錆の心配はありません。
- 洗浄液を繰り返して使用できる切替モードを搭載しています。
- 洗浄水は圧力モニターで監視し、水洗の確実性を担保します。
- マイクロプレートは120/96穴のパーマメント、リジットなどの種類が可能です。

120穴パーマメントプレート



96穴リジットプレート



## ■ 仕様

品名	マイクロプレートウォッシャー
型式	PW-N56
寸法	1120(H) × 1400(W) × 750(D)
電源	3相200V 30A 50/60Hz
重量	約240kg
筐体材質	オール・ステンレス
プレート種類	96・120穴プレート(リジット、パーマメント) *1
洗浄枚数	56枚(固定)
洗浄方式	ノズル・ジェット方式
洗浄工程	水道水・送風・洗浄液・水道水・脱塩水・送風の6行程選択(最大6行程)
操作パネル	タッチパネル
洗浄設定	工程の選択と、各工程の洗浄ヘッド往復回数をプログラム入力
附属タンク	脱塩水:約60ℓ 洗浄液:約100ℓ
洗浄水量	水道水:約25ℓ/分 脱塩水:約20ℓ/分
メッセージ	日本語表示

## ■ 標準構成

- マイクロプレートウォッシャー本体…1台
- プレート供給ブロック……………4ブロック
- 水道水/脱塩水ノズル……………1セット
- 乾燥ノズル……………1セット
- 脱塩水タンク……………1台
- 洗浄液タンク……………1台
- 洗浄液タンク架台……………1台

## 《オプション》

- プレート供給ブロック(リジットプレート用)
- プレート供給ブロック(パーマメントプレート用)
- 洗浄剤T-3000(塩素系)
- 洗浄剤T-4000(酵素系)
- 洗浄剤T-5000(中性)

\*1:リジットプレートの場合は専用のプレート供給ラックが必要となります。

\* 本仕様は予告なく変更することがあります。

発売元

株式会社レイマック

〒524-0215 滋賀県守山市幸津川町1551番地

TEL 077-585-6767

FAX 077-585-6790