



リフレックス Reflex

空気自動開放バルブにより座るだけで空気量を自動調整。

リフレックスはシンプルさと使いやすさを重視した製品です。


ただ座るだけで空気自動開放バルブの働きにより一定量の空気が排出され、ユーザーとの接地面積を増加させ、除圧効果だけではなく快適性と安定性も提供します。メンテナンスに手間のかからないリフレックスは、病院、施設、在宅でのご使用に最適です。クッションカバーは撥水性の特殊ストレッチ生地を採用した失禁カバーです。



空気自動開閉バルブ



クッション構造



サイズ表

商品コード	幅cm	奥行cm
735001-14142	35	35
735001-14162	35	40
735001-15152	38	38
735001-16162	40	40
735001-16182	40	45
735001-17172	43	43

TAISコード 00468-000034
 税抜価格 28,000
 高さ (共通) 約8cm
 重さ (40×40) 約700g