

イージーヘッド

税抜価格 32,000 円

TAISコード 00468-000046 最大全高 510mm R全幅 410~580mm S全幅 295~440mm
商品コード MB01201-R/S 重量:約1,950g ヘッド枕部分 高 130mm/幅 260mm

マイバディ・ヘッドサポートが進化しました!

新しいヘッドサポートは更に軽く、更に操作しやすくなりました。
ダイヤルロックで姿勢の再現性も高く、殆どの車椅子に取付可能です。

- 背パイプ直径 19 ~ 26mm の丸パイプに取付可能。
 - 背パイプの「外・外」で R は 360 ~ 500mm
S は 265 ~ 410mm の車椅子に取付可能。
 - ヘッドパイプは左右に 20mm 移動できます。
- 【可動部】ヘッドパイプ部：上下に 130mm スライド
ダイヤルロック：20°ずつ調整可




腕まくらプラス

税抜価格 10,000 円

TAISコード 00468-000042 奥 350× 前高 150× 後高 80mm 重量 約 550g
商品コード MBP052-38/ 40/ 42 *サイズ (幅) によって色が変わります。

だからロングセラー。置くだけで姿勢が変わります。



登場以来ご好評をいただいている「腕まくら」は、前方で支持できる座位改善用のサポートクッションです。使い方はとても簡単。大腿部の上に載せ、車いす左右のアームに挟むだけです。腕を載せ、前方にもたれかかるだけで座圧から解放され、支持面積も広がり姿勢が安定しやすくなります。広い面積で上肢をやさしくサポートしますので、アームサポートに腕を載せられない方にもおすすめです。

*特に骨盤より頭部の位置が前に出やすい方におすすめです。

*2014年リニューアル。共通色はグレーに変更。天面を明るく、ポメルの形状も変更し、より使いやすくなりました。