

用途に合わせて  
**15種類をラインナップ!**  
革新的な pH テスター

## HALO2

詳しい情報は  
こちらから



IP65  
waterproof

Bluetooth®

専用アプリ  
Hanna Lab App  
Compatible

用途別：7種


ラボ（強酸 / 強塩基）、ラボ、フィールド（野外）、土壌、化粧品クリーム、革 / 紙、皮膚 / 頭皮 / 不織布

食品向け：8種

チーズ、食肉、パン生地、寿司（すし飯）、ミルク、ワイン、チョコレート、ビール

### HALO2 ワイヤレス pH テスター

品番	型番	タイプ(用途)	価格(税抜)
65-0535-86	HI 9810302	土壌	¥25,000
65-0535-87	HI 9810312	ビール	¥25,000
65-0535-88	HI 9810322	チーズ	¥25,000
65-0535-89	HI 9810332	ワイン	¥25,000
65-0535-90	HI 9810342	ミルク	¥25,000
65-0535-91	HI 9810352	寿司(すし飯)	¥25,000
65-0535-92	HI 9810362	食肉	¥25,000
65-0535-93	HI 9810372	皮膚 / 頭皮	¥25,000
65-0535-94	HI 9810382	パン生地	¥25,000
65-0535-95	HI 9810392	チョコレート	¥25,000
65-0535-96	HI 9810402	ラボ(KCL)	¥27,000
65-0535-97	HI 9810412	ラボ(ゲル)	¥27,000
65-0535-98	HI 9810422	野外	¥25,000
65-0535-99	HI 9810432	化粧品クリーム	¥27,000
65-0536-01	HI 9810442	紙 / 皮革	¥27,000



1秒ごとに更新される  
**リアルタイム表示**  
(スマートフォン / タブレット)

- 専用アプリは **ios、Android** の両方に対応しています(インストールが必要)。
- データ **保存・転送が容易** です (CSV・PDF形式でメール送信可能)。

## アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL : <http://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL : 0120-700-875 (ユーザー様用)

< 電話受付時間 > 午前9時～午後5時30分 (土・日・祝及び弊社休業日は除く)



ご用命は信頼のある販売店まで