

コンビニサイズバスケット SL-7

★ おみやげ店、雑貨屋、飲食店の
荷物入れ・安定感バツグン！ ★

コンビニサイズ
18リットル



かご部はナチュラル色！
取っ手カラーは5色より
お選びください



SL-1とSL-7の
大きさの比較



スタンダードタイプ



品番	SL-7
カラー	本体：ナチュラル 取っ手：レッド/ナチュラル/エバーグリーン/ロイヤルブルー/オレンジ
寸法	W413×D300×H218 mm
容量	18 リットル
材質	ポリプロピレン (帯電防止剤配合)