

血圧計用ディスプレイカフセット

Vital Navi


(ラテックスフリー)

無料
サンプル



使用例

- ▼血圧計カフの使い回しを防ぎ、院内感染対策に有効なディスプレイカフです。
- ▼各メーカーの手動式血圧計（アナロイド式血圧計・水銀血圧計）に使用できます。



品番	仕様	適用腕周 (cm)	入数	価格 (税抜)	照会No.
7-1393-01	小児用	13.8~21.5	1箱 (1枚/袋×10袋入)	¥ 9,700	600
7-1393-02	大人用小	20.5~28.5	1箱 (1枚/袋×10袋入)	¥10,000	600
7-1393-03	大人用	27.5~36.5	1箱 (1枚/袋×5袋入)	¥ 5,200	600

※サンプルは、7-1393-03をご用意しております。


仕様

- 材質：カフ／不織布、チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）
- ラテックスフリー



AXEL

navis
オリジナル



品番	型番	仕様	適用腕周 (cm)	価格 (税抜)	照会No.
7-1410-01	RNC1881D	小児用	18~26	¥1,760	600
7-1410-02	RNC1885D	大人用小	20~28	¥1,760	600
7-1410-03	RNC1880D	大人用	25~35	¥1,960	600

仕様

- 材質：腕帯／TPU、ゴム袋／TPU、チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）
- ラテックスフリー



AXEL

血圧計用カフセット

(ラテックスフリー)



使用例

- ▼腕帯とゴム袋がセットになっています。
- ▼各メーカーの手動式血圧計（アナロイド式血圧計・水銀血圧計）に使用できます。

アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ