

ナビス 弾性ストッキング

navis*

漸減的に優しく着圧

(15 ~ 20 mmHg)

リンパ
血行促進

むくみ改善



診療報酬の例* (令和2年4月時点)

■B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 305点

■J001-10 静脈圧迫処置

(慢性静脈不全に対するもの) 200点

※診療報酬の算定は各自治体にてご確認ください。

一般医療機器

一般的名称: 弾性ストッキング

医療機器届出番号: 27B2X00303000055

こんな場面や予防に活躍

- ◆ 長時間に渡り、同じ姿勢での立ち仕事を行う時
- ◆ リンパ液のうっ滞により、むくみを発症してしまうケースでの予防・改善
- ◆ 下肢静脈瘤の予防・改善




商品パッケージ

サイズ・部位ごとの着圧 / 周囲径 (目安)

サイズ	周囲径		
	足首	ふくらはぎ	太腿
S	約 20 - 23cm	約 30 - 36cm	約 44 - 55cm
M	約 23 - 26cm	約 34 - 40cm	約 50 - 61cm
L	約 26 - 29cm	約 38 - 44cm	約 56 - 68cm
LL	約 29 - 32cm	約 42 - 48cm	約 62 - 70cm

速乾性に優れた“Tactel®”繊維を採用。
材質：ナイロン 70% / スパンデックス 30%



商品一覧

品番	仕様	長さ	定価 (税抜き)
7-3627-※	ハイソックス / クローズトゥ	<約 36cm	1,900 円
7-3628-※	ハイソックス / オープントゥ	<約 36cm	1,900 円
7-3625-※	ストッキング / クローズトゥ	約 70 - 80cm	2,700 円
7-3626-※	ストッキング / オープントゥ	約 70 - 80cm	2,700 円
7-3623-※	Pストッキング / クローズトゥ	約 90 - 100cm	2,700 円

※ サイズにより品番が変わりますので下記コード表をご参照ください。

コード	- 11	- 12	- 13	- 14	
サイズ	S	M	L	LL	




AXEL 品番

で検索できます。

□ 価格、納期は変動する場合がございます。最新情報は AXEL でご確認ください。

7-3623

Pストッキング
7-3625,3626
ストッキング
7-3627,3628
ハイソックス



MADE IN TAIWAN

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24 時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

製造販売元: **アズワン株式会社**

大阪市西区江戸堀2-1-27



■ ご用命は信頼ある代理店へ

navis*

[2109PASPB]