

非接触式体温計 NV210

日本人に馴染みのある
腋下測定値への換算




1秒測定




測定結果にもとづく
3色バックライト




青色LEDライト
による測定補助



握りやすいガンタイプ
トリガー



メモリー99件



品番	型番	長さ×幅×厚み (mm)	重量(g)	価格(税抜)
7-4307-01	NV210	168.5×36×48	95(電池含む)	¥4,500

- ▶ 腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。
- ▶ 青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。
- ▶ 測定値によってバックライトの色が3段階に変わります。
- ▶ ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。
- ▶ ドイツ製センサーを搭載しています。
- ▶ 肌に触れず約1秒で測定が可能です。



青色ライトが測定部を投影



押しやすいボタン配置

[体温測定モードでの液晶カラー]



緑色：37.4°C以下



黄色：37.5~38.5°C



赤色：38.6°C以上



仕様

- 測定範囲：体温／32.0～43.0°C、物体温／0.1～99.9°C ● 最小表示単位：0.1°C ● 測定時間：1秒
- 測定精度：体温／±0.2°C(35.5～42.0°C)、±0.3°C(左記以外)、物体温／±1°C(0.1～99.9°C)
- 機能：オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ ● 測定換算部位：腋下
- 使用環境：10~40°C ● 電源：単4電池×2本(テスト用電池付属)

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号