

安全を考慮した4輪ストッパー付きをラインアップ!

# バスケットカートシリーズ

navis\*  
オリジナル

## 特長

- 入退院や病室・病棟移動時に、便利にお使いいただけます。
- 同じ機種のカートがネスティングできるので収納場所をとりません。
- マルチ手提げバスケットに対応しています。

## スマートバスケットカート



下のカゴにも手が届きやすい仕様です



長尺物を立てるホルダーがついています。

YMSM-ST

品番	型番	ストッパー	幅×奥行×高さ(mm)	カゴ搭載可能数	価格(税抜)
7-8338-01	YMSM	なし	653×488×916	2個	¥17,000
7-8338-02	YMSM-ST	あり	653×488×916	2個	¥21,000

■ 材質：本体/スチール、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合  
■ キャスター：φ100mmエラストマー製 ■ 重量：7.1kg

## アルミ製バスケットカート

アルミ製で軽く押せます

長尺物を立てるホルダーがついています。



YAAL-ST

型番	ストッパー	幅×奥行×高さ(mm)	カゴ搭載可能数	価格(税抜)
7-7513-01	なし	599×488×916	2個	¥26,000
7-7513-02	あり	599×488×916	2個	¥30,000

■ 材質：本体/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合  
■ キャスター：φ100mmエラストマー製 ■ 重量：5.4kg

## スタンダードバスケットカート

小型には、長尺物を立てるホルダーがついています。



小型ST

大型ST

## 3段バスケットカート

小型カートの3段収納タイプです



YM-C3S

品番	型番	ストッパー	幅×奥行×高さ(mm)	カゴ搭載可能数	価格(税抜)
7-7512-01	YM-C3	なし	651×434×990	3個	¥26,000
7-7512-02	YM-C3S	あり	651×434×990	3個	¥30,000

■ 材質：本体/スチール、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合  
■ キャスター：φ100mmエラストマー製 ■ 重量：8.6kg

品番	型番	ストッパー	幅×高さ(mm)	カゴ搭載可能数	価格(税抜)
7-4483-01	小型	なし	599×520×951	2個	¥13,800
7-4483-02	大型	なし	919×671×916	4個	¥33,000
7-7514-01	小型ST	あり	599×520×951	2個	¥23,500
7-7514-02	大型ST	あり	919×671×916	4個	¥45,000

■ 材質：本体/スチール、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合  
■ キャスター：φ100mmエラストマー製  
■ 重量：小型/8kg、大型/18.8kg

※すべての商品に、バスケットは付属していません。

# マルチ手提げバスケットシリーズ

帯電防止剤配合で汚れが付きにくい

名入れ可

※病院名等の名入れも可能です(1個〜)。別途お問い合わせください。



## マルチ手提げバスケット18

イエロー  
ライトグレー  
マロン  
ブルー  
グリーン



## マルチ手提げバスケット29

イエロー  
ライトグレー  
マロン  
ダークグレー  
ブルーグリーン



## マルチ手提げバスケット33

イエロー  
ライトグレー  
レッド  
ダークグレー  
ブルーグリーン  
エバーグリーン



品番	品名	色	価格(税別)
7-4426-01	バスケット	イエロー	¥780
7-4426-02		ライトグレー	
7-4426-03		マロン	
7-4426-04		ブルー	
7-4426-05		グリーン	
7-4426-11	18用置き台		¥6,400
7-4426-12	18用床上げ置き台		¥8,200

■材質: PP(ポリプロピレン) ■バスケット容量: 18ℓ  
 ■サイズ: バスケット/413×300×218mm  
 ■有効内寸法: 上部/373×266×204mm、下部/328×220mm  
 ■帯電防止剤配合  
 <置き台> ■サイズ: 420×320×311mm ■キャスター: φ50mmゴム製  
 <床上げ置き台> ■サイズ: 420×320×545mm ■キャスター: φ50mmゴム製

品番	品名	色	価格(税別)
7-4573-01	バスケット	イエロー	¥830
7-4573-02		ライトグレー	
7-4573-03		マロン	
7-4573-04		ダークグレー	
7-4573-05		ブルーグリーン	
7-4573-11	29用置き台		¥7,100
7-4573-12	29用床上げ置き台		¥8,600

■材質: PP(ポリプロピレン) ■バスケット容量: 29ℓ  
 ■サイズ: バスケット/465×346×247mm  
 ■有効内寸法: 上部/420×300×230mm、下部/363×242mm  
 ■帯電防止剤配合  
 <置き台> ■サイズ: 446×355×310mm ■キャスター: φ50mmゴム製  
 <床上げ置き台> ■サイズ: 446×355×545mm ■キャスター: φ50mmゴム製

品番	品名	色	価格(税別)
7-4484-01	バスケット	イエロー	¥850
7-4484-02		ライトグレー	
7-4484-03		レッド	
7-4484-04		ダークグレー	
7-4484-05		ブルーグリーン	
7-4484-06		エバーグリーン	
7-4484-11	33用置き台		¥7,300
7-4484-12	33用床上げ置き台		¥8,800

■材質: PP(ポリプロピレン) ■バスケット容量: 33ℓ  
 ■サイズ: バスケット/510×360×240mm  
 ■有効内寸法: 上部/473×330×229mm、下部/410×267mm  
 ■帯電防止剤配合  
 <置き台> ■サイズ: 520×383×320mm ■キャスター: φ75mmゴム製  
 <床上げ置き台> ■サイズ: 520×383×545mm ■キャスター: φ50mmゴム製

### 特長

- 手提ハンドル付きで運搬に便利です。
- 床上げ置き台は、バスケット下から床まで30cm以上あるので清潔に収納できます。
- 置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。

# 脱衣カゴワゴン

診察室や  
更衣室で  
使えます



傾斜使用例

### 特長

- マルチ手提げバスケット(別売)専用の脱衣カゴワゴンです。
- 下の段も取り出しやすい設計です。
- バスケットの中身が取り出しやすいように、バスケットを斜めにも設置可能です。

品番	型番	重量(kg)	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税別)
7-8010-01	バスケット18用	4.1	480×295×915	¥9,800
7-8010-02	バスケット29用	4.7	550×330×913	¥10,800
7-8010-03	バスケット33用	5	610×353×913	¥11,800

■材質: スチール粉体塗装 ■キャスター: φ50mmナイロン製(双輪・2輪ストッパー付き) ■組み立て式(工具付)

# 酸素ボンベホルダー (バスケットカート小型用)

バスケットカート  
小型専用の  
ボンベ架です



使用例

### 特長

- フックとノブネジでバスケットカートに固定ができます。
- 500ℓのボンベが収納でき、酸素吸入者の移動にご使用できます。

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税別)
7-7842-01	BSK小型O2	113×157×520	¥13,500

■材質: ステンレス(SUS304) ■適応カート: 7-4483-01、7-7514-01 ■適応ボンベ: 500ℓ

商品の詳しい情報は  
検索サイト「AXEL」  
をご覧ください



商品名や品番で  
簡単に検索できます!

AXEL

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis\*