

# 植毛綿棒ラインナップ

## 一般医療機器 医科用捲綿子

EOG  
滅菌済  
日本製

### 平和メディクの植毛綿棒(スワブ)

インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス (COVID-19) などの検査では鼻腔(鼻咽頭)からの拭い液を用いることが一般的です。平和メディクでは、これらの拭い液の採取用具として様々な商品を取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。全て個包装・滅菌済のため安心してお使いいただけます。



### 製品仕様

#### 1. メディクスワブ 植毛綿棒 BP100

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、ナイロンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。

検体採取後に軸を折り切る為のブレイクポイント(折り曲げ溝)が綿球先端から98.5mmの部分に設けられています。



綿棒のサイズ  
全長 : 151mm  
綿球長 : 17mm  
綿球径 : 3mm  
ブレイクポイント  
までの長さ : 98.5mm


#### 2. 植毛綿棒 鼻腔用 (輸送チューブ付)

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、ナイロンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。

検体採取後の綿棒を格納及び輸送できるチューブがセットになっています。チューブに入れることで検体採取後の綿棒を安全に輸送できます。




綿棒のサイズ  
全長 : 156mm  
綿球長 : 17mm  
綿球径 : 3mm

#### 3. 植毛綿棒 鼻腔用

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、ナイロンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。



綿棒のサイズ  
全長 : 156mm  
綿球長 : 17mm  
綿球径 : 3mm

※本製品はコパン社のライセンス許諾品です。

製品名	コード	入数	個包装 幅×高さ[mm]	化粧箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[g]	外箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[kg]	JANコード	医療機器届出番号
メディクスワブ 滅菌綿棒 BP100	4947	100本×10箱	190×50	210×110×85 190	570×225×190 2.2	4976558003403	21B2X10012000048
植毛綿棒 鼻腔用 (輸送チューブ付)	4937	20本×10箱	220×70	210×110×85 180	570×225×190 2.0	4976558003366	21B2X10012000045
植毛綿棒 鼻腔用	4926	100本×10箱	190×50	210×110×85 190	570×225×190 2.1	4976558003229	21B2X10012000041

当社ラインナップ品の購入、または、OEMに関しては、下記よりお気軽にお問合せ下さい。

平和メディク株式会社 <http://www.heiwamedic.com/>

本社 〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地 TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819  
 東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番11号 石川COビル202号 TEL 03-3258-0966  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島6丁目2番3号 第7地産ビル505号 TEL 06-6307-1666