

Recommendation from navis
Wrist blood pressure monitor

バイタルナビシリーズに新登場！！

日頃からの健康チェックを習慣的に、
持ち運びしやすいコンパクトさ + 充実機能



 **Vital Navi**
バイタルナビ
手首血圧計 NV-1598

【搭載機能】



見やすく
大きな
液晶表示



平均値表示



体動検知



暗い所でも
安心の
バックライト



自動
電源オフ



血圧値
レベル表示



メモリー機能
60回×2人



電池残量
お知らせ

管理

管理医療機器

一般的名称：自動電子血圧計

販売名：バイタルナビ手首式血圧計

医療機器認証番号：301AKBZX00029000



Vital Navi


バイタル(血圧・心拍数等)の測定を行う際に
使用する機器類のオリジナルブランドです

navis

正しく測定するために、、、

※ リラックスした状態でカフが心臓の高さと同じになるように椅子に座り、テーブルなどに腕を置いた状態で測定してください。

理想的な姿勢




手のひらを上に
向けてリラックス



背筋を伸ばして
ゆったりと座る

足は組まずに
床につける



【測定 / 停止ボタン】
を押して測定開始

品番	型番	本体サイズ (mm)	重量 (g)	価格 (税別)
7-6816-01	NV-1598	86 x 66 x 22	100	¥4,500

【商品仕様】

項目	詳細
測定法	オシロメトリック法
測定範囲 (圧力)	0 ~ 299mmHg
測定範囲 (脈拍)	40 ~ 199 回 / 分
適応手首範囲	約 13.5 ~ 21.5cm
記憶機能 (メモリー)	60 回 x 2
平均値	最新 3 回
電源	単 4 乾電池 2 本 (DC3V)
電池寿命	約 250 回
付属品	お試し用単 4 乾電池 2 本、 取扱説明書 (保証書付き)、添付文書

《 暗くてもみやすい
バックライト機能 》



製造販売元:

アズワン株式会社

大阪市西区江戸堀2-1-27

製品に関するお問合せはカスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875

受付時間: 午前9時~午後5時30分

(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

※ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

※仕様及び価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

アズワン株式会社

navis*

大阪本社 東京オフィス 横浜支店 名古屋支店
札幌営業所 仙台営業所 つくば営業所 大宮営業所
西東京営業所 静岡営業所 京都営業所 沖縄営業所
広島営業所 高松営業所 福岡営業所