

やさしく腰にフィットする

navis
オリジナル



ナースチェア (ラクーン)

- ◆高さ90cmのテーブルにフィットするサイズ。
- ◆モールドウレタンの座面は、しっかり上質な座り心地。
- ◆背もたれはつかみやすく、腰をやさしくホールド。
- ◆昇降レバーはリング形状でどこからでも操作可能。
- ◆座面や背もたれは、アルコールや次亜で清拭可能。



7-7517-03
グリーン

仕様

- 材質：座面／抗菌・防汚ビニールレザー張り、クッション材／モールドウレタン、背／PP樹脂、脚／スチール（粉体塗装）
- 昇降式：ガスシリンダー式（リングレバー付き）
- 重量：足掛けリング無し／8.5kg、足掛けリング付き／10.0kg



7-7516-01
ピンク

7-7516-02
ブルー

7-7516-03
グリーン

7-7516-04
オレンジ

7-7516-05
ネイビー

7-7516-06
ホワイト

品番	型番	仕様	本体サイズ(mm)	座面高さ(mm)	価格(税抜)
7-7516-XX	NV	足掛けリング無し	W520 × D495 × H615~745	H435~565	¥25,000
7-7517-XX	NV-R	足掛けリング付き	W520 × D495 × H765~895	H585~715	¥28,000

アズワン株式会社

- 大阪本社
- 名古屋支店
- 静岡営業所
- 高松営業所
- 東京オフィス
- 札幌営業所
- 京都営業所
- 福岡営業所
- 横浜支店
- 仙台営業所
- 広島営業所
- 沖縄営業所