

緊急時に移動もできる、
耐荷重250kgの折りたたみ型の
診察・処置台

折りたたみ移動ベッド



TF-B01（使用時）



普段は折りたたんで収納し、必要時にベッド型になります。

TF-B01 + オプション セット例



別売オプションのサイドガードやイルリガートルを左写真のように本体に固定して収納することができます。



TF-B01（折りたたみ時）

特長

- ベッドの中央で折りたためるため、コンパクトに収納できます。
- ベッドの耐荷重が250kgと十分な強度をもっていますので、診察台としてはもちろん、処置台としてもご使用いただけます。
- Φ100mmの大型キャスターは、車輪と車軸を同時にロックする安心のダブルロックタイプです。
- マットが汚れた際は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。

仕様

- 材質：本体／スチール(粉体塗装)、サイドガード・イルリガートル／スチール(メッキ処理)、マット／抗菌防汚レザー(耐アル・耐次亜・難燃、ウレタンフォーム)
- 折りたたみ時サイズ：700×745×1430mm
- 本体重量：約35kg

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
7-7715-01	TF-B01	700×1840×500	¥145,000
7-7715-11	TF-B01用サイドガード	600×420	¥10,000
7-7715-12	TF-B01用イルリガートル	L1000～1600	¥6,300

※サイズや張地カラーなど特注も承ります。お問い合わせください。

アズワン株式会社

- | | | |
|--------|---------|--------|
| □大阪本社 | □東京オフィス | □横浜支店 |
| □名古屋支店 | □札幌営業所 | □仙台営業所 |
| □静岡営業所 | □京都営業所 | □広島営業所 |
| □高松営業所 | □福岡営業所 | □沖縄営業所 |