


病棟用ベッド

navis
オリジナル

低価格なのに
充実した装備



特長

- 補助ダンパー付きですので、軽い力でベッドの上半身部分とフット部分を
ギャッチアップすることができます。
- ベッドの両側には、サイドレールが付いています。
- ベッドは、通気性の良いバンチング状のパネル床で、
湿気を除き雑菌の繁殖を防ぎます。
- ヘッドボードとフットボードは、緊急時に取り外すことができます。
- 直径120mm帯電防止キャスターですので、
ベッドの移動も楽に行えます。



病棟用ベッド

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	照会No.
7-818-01	ベッド	1020×2135×915	79	¥198,000	600
7-818-11	交換用マットレス	850×1930×70	—	¥20,000	600
7-818-12	テーブル	870×320×30	—	¥13,000	600
8-5163-72	イリリガードル架	—	—	¥10,000	600

仕様 ●材質：フレーム/スチール(粉体塗装)、イリリガードル/ステンレス(SUS304)、ヘッドボード・フットボード/ABS樹脂、サイドレール/アルミニウム、マットレス/(中身)ウレタンフォーム・(カバー)ナイロン●ギャッチアップ角度：ヘッドボード側/水平角65°、フットボード側/水平角35°●サイドレール高さ：ベッド面から約350mm●テーブル有効サイズ：(幅)690×(奥行)280mm●キャスター：φ120mm帯電防止キャスター(回転・旋回ロック付き、エラストマー製)●耐荷重：170kg●網棚サイズ：440×355×30mm

