

# おむつ交換台

navis  
オリジナル

従来品にあった継ぎ目が  
無くなりました。  
ミルクの吐き戻しやホコ  
リが入り込むことがあ  
りませんので、清潔を保  
つことができます。



従来品



7-821-05  
ピンク

頭側のパネルボードは面ファスナーで取り付けられて  
いますので、清掃時は取り外すことができます。



7-821-01  
スカイブルー



7-821-02  
ライトブルー



7-821-03  
ライムグリーン



7-821-04  
ライトグリーン



7-821-06  
クリーム



7-821-07  
アイボリー

## 特長

- ベッド部の両側に継ぎ目がありませんので、清拭しやすく、赤ちゃんが誤って指を入れる心配がありません。
- 頭側のパネルボードは、清掃時に取り外すことができます。
- ベッドは取り外して使用することも可能です。
- ベッド下の荷物置き棚は、ホコリが溜まりにくい網棚仕様です。
- ミルクの吐き戻しなどで汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭することができます。

## 仕様

- 材質：本体フレーム／スチール（粉体塗装）、本体マット／ウレタンフォーム（抗菌・防汚・難燃・耐アル・耐次亜ビニールレザー張り）
- マット面高さ：700mm
- 左右・頭側の壁高さ：140mm
- 棚板サイズ：幅560×奥行550×高さ250mm
- 耐荷重：100kg

品番	本体サイズ(mm)	マット面サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
7-821-01~07	幅610×奥行820×高さ840	幅510(平面部370)×奥行770	約30	<b>¥75,000</b>

**アズワン株式会社**

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL **0120-711-875** (ユーザー様用)

(午前9:00～午後5:30受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

◎価格・納期について変動する場合がございます。最新情報はAXELでご確認ください。

◎詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ご用命は信頼ある代理店へ

navis

[2110PASPB]