

車いす利用者の熱中症対策に！

navis
オリジナル

車いす背もたれ冷え～る



- ◆車いすの背もたれに取り付けられる保冷マットです。
- ◆保冷剤を入れるポケットは2ヶ所あり、簡単に交換することができます。
- ◆ポケットには深さ調節用の面ファスナーがついていいますので、保冷剤の高さ位置を変えられます。
- ◆保冷剤の他、寒い時期はホットパック(7-4569-01)を入れることができます。

品番	型番	幅×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
7-825-01	TK-COOL	460×460	0.165	¥9,500

仕様

- 材質: 本体/ナイロン100%(透湿・防水)、ベルト/PU(ポリウレタン)100%、保冷剤/PE(ポリエチレン)・ナイロンフィルム
- 車いす取付けベルトサイズ: 幅50×長さ165mm
- ポケット; 保冷剤収納可能数/2個、ポケット幅/170mm、ポケット深さ/170・270mm(面ファスナーで深さ変更可)
- 洗濯方法: 手洗い可(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可 ※付属の保冷剤は洗濯できません。
- 付属品: 保冷剤×4個(品番: 8-2338-02)

アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL **0120-711-875** (ユーザー様用)

(午前9:00～午後5:30受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



■ご用命は信頼ある代理店へ

navis

◎価格・納期について変動する場合がございます。最新情報はAXELでご確認ください。
◎詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

【2110PASPB】