



患者用ラウンドチェア



- 座面の高さが 460 ~ 670mm で調整できます。
- リングレバーは 360° 全方位から操作できます。
- 円盤脚は反射しない塗装仕上げです。
- 座面はアルコールや次亜塩素酸で清拭できます。



NC-BK
(ブラック)



NC-BL
(ブルー)



NC-PK
(ピンク)



NC-YL
(イエロー)

耐次亜

耐アルコール

| 品番 | 型番 | 座面カラー | サイズ(mm) | 価格(税抜) | 照会No. |
|----------|-------|-------|--------------|---------|-------|
| 7-831-01 | NC-BK | ブラック | φ440×460~670 | ¥28,000 | 600 |
| 7-831-02 | NC-BL | ブルー | | ¥28,000 | 600 |
| 7-831-03 | NC-PK | ピンク | | ¥28,000 | 600 |
| 7-831-04 | NC-YL | イエロー | | ¥28,000 | 600 |



【仕様】●材質：座面/ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、クッション材/モールドウレタン、脚/スチール(粉体塗装)
●昇降方式：ガスシリンダー式(リングレバー付き) ●座面サイズ：φ340mm ●座面高さ：460~670mm ●重量：6.1kg

アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口
カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ