

日常のバイタルチェック・血圧測定時など ...



扱いやすい
軽量モデル



Recommendation from navis
Basic Nurse Stethoscope

一般

【バネタイプ・チェストピース】



＜外バネタイプ＞



＜内バネタイプ＞



＜シングル＞



＜ダブル＞

ベーシック
ナーススコープ



MADE IN CHINA

navis
オリジナル

一般医療機器
一般的名称：機械式聴診器
販売名：ベーシックナーススコープ
医療機器認証番号：27B2X00303000030

内バネ
タイプ

シングル
約 **96 g**

ダブル
約 **108 g**



チューブカラー



ブラック
ピンク
ダークブルー

品番	仕様	価格 (税別)
7-8348-※	シングル	¥1,000
7-8347-※	ダブル	¥1,200
7-8434-11	交換用イヤピース (2個入)	¥100

※ご注文の差異はカラーコード表にて色をご指定下さい
※7-8434-11は医療機器ではありません

カラーコード表

コード	-01	-02	-03
色	ブラック	ピンク	ダークブルー

《材質》

チェストピース・耳管：アルミニウム，チューブ：PVC（塩化ビニル樹脂），イヤーチップ：PP（ポリプロピレン）

《サイズ》

全長：約 770 mm，振動板（ダイアフラム）：Φ 43 mm



チューブカラー



ブラック
ピンク
ブルー

外バネ
タイプ

シングル
約 **77 g**

ダブル
約 **91 g**



品番	仕様	価格 (税別)
7-8434-※	シングル	¥900
7-8349-※	ダブル	¥1,100
7-8434-11	交換用イヤピース (2個入)	¥100

※ご注文の差異はカラーコード表にて色をご指定下さい

※7-8434-11は医療機器ではありません

カラーコード表

コード	-01	-02	-03
色	ブラック	ピンク	ブルー

《材質》

チェストピース・耳管：アルミニウム，チューブ：PVC（塩化ビニル樹脂），イヤーチップ：PP（ポリプロピレン）

《サイズ》

全長：【シングル】約 780 mm，【ダブル】約 800 mm
振動板（ダイアフラム）：Φ 43 mm

※仕様及び価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

製造販売元：**アズワン株式会社**

大阪市西区江戸堀2-1-27

製品に関するお問合せはカスタマー相談センター

TEL：0120-711-875

受付時間：午前9時～午後5時30分

（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）