

AC100Vコンセントで、かんたん設置！

※アンカーボルトによる固定など別途工事が必要です。

navis
オリジナル

遺体安置所など、ご遺族がご対面する施設向け

遺体用冷蔵庫 横型



品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
7-7718-01	一体用	2300×950×1400	¥3,200,000
7-7718-02	二体用	2300×950×1870	¥3,600,000

検視・解剖など、ご遺族がご対面されない施設向け

遺体用冷蔵庫 縦型



品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
7-8384-01	一体用	900×2315×1400	¥2,800,000
7-8384-02	二体用	900×2315×1870	¥3,400,000

ストレッチャーには上段に
収納可能なバット付き



専用ストレッチャー付き



昇降範囲
430~850mm

安全面を考慮した紫外線殺
菌灯とオゾン殺菌装置付き



その他

- 自動除霜機能付き。
- 防爆型照明灯付き。
- 収納可能なスロープ付き。
- 専用ストレッチャーにバットを楽に
移乗するためのローラーと、転落防
止のサイドガード付き。

仕様

- 材質: 冷蔵庫本体・ストレッチャー・バット/ステンレスSUS304、スロープ/アルミニウム
- ストレッチャー外寸法: 550×1900×430~850mm
- バット外寸法: 490×2000×160mm
- バット内寸法: 450×1960×60mm
- 温度調節範囲: -5~+15℃(初期設定+5℃)
- 電源: AC100V 50/60Hz(2Pプラグ、コード長3m)
- 消費電力: 1030W
- 重量: ストレッチャー/43kg、バット/15kg
- 付属品: ストレッチャー×1台、バット(1体用×1枚、2体用×2枚)

アズワン株式会社

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 大阪本社 | ☐ 東京オフィス | ☐ 横浜支店 |
| ☐ 名古屋支店 | ☐ 札幌営業所 | ☐ 仙台営業所 |
| ☐ 静岡営業所 | ☐ 京都営業所 | ☐ 広島営業所 |
| ☐ 高松営業所 | ☐ 福岡営業所 | ☐ 沖縄営業所 |