

Recommendation from navis
Stainless Stethoscope



バイタルナビ聴診器 -プロフェッショナル-

ステンレスによる優れた音響性と耐久性



一般医療機器
一般的名称：機械式聴診器
製品名：バイタルナビ聴診器
医療機器届出番号：27B2X00303000029

一般

navis*

圧着加減調節可能



緩める



きつくする

きつすぎず、緩すぎないフィット感

ひんやりしない ノンチル加工



ダイヤフラム面

ベル面

肌に冷たい金属が直接
当たらないようにノンチル素材でカバー

ソフトイヤーチップ

耳に優しいシリコン製
フィットしやすい



【本体】

入数: 1本

品番	全長(mm)	重量(g)	価格(税抜)
7-8453-※	約 750	約 165	¥ 6,500

- 【仕様】 ● 材質：チェストピース・耳管/ステンレス、
チューブ/PVC（塩化ビニル樹脂）、イヤープース/シリコン
● 付属品：交換用ソフトイヤープース小×2、交換用ダイヤフラム1枚

※ご注文の際は下記カラーコード表にて色の指定をお願い致します。

【カラーコード表】

コード	-01	-02	-03	-04	-05
色	ブラック	アクアブルー	ネイビー	ピンク	ブルーグリーン

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

アズワン株式会社

navis*

大阪本社 東京オフィス 横浜支店 名古屋支店
札幌営業所 仙台営業所 静岡営業所 京都営業所
広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所

【交換用ソフトイヤープース・ダイヤフラム】

品番	仕様	入数	価格(税抜)
7-8453-11	【小・グレー】交換用ソフトイヤープース	1セット (2個入)	¥ 900
7-8453-12	【大・グレー】交換用ソフトイヤープース		
7-8453-13	交換用ダイヤフラム	1個	¥ 200
7-8453-14	【小・黒】交換用ソフトイヤープース	1セット (2個入)	¥ 900
7-8453-15	【大・黒】交換用ソフトイヤープース		
7-8454-※	交換用ダイヤフラムリング	1個	¥ 200
7-8455-※	交換用ベルリング		

カラーイメージ

