

# 電子血圧計

上腕血圧計  
B2 Basic



手首式血圧計  
W3 Comfort



管理医療機器  
一般の名称:自動電子血圧計  
販売名:上腕血圧計 BP B2 Basic  
医療機器認証番号:303AKBZX00093000

navis

管理医療機器  
一般の名称:自動電子血圧計  
販売名:手首式血圧計 BP W3 Comfort  
医療機器認証番号:303AKBZX00088000



## 上腕血圧計

品番	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
7-869-01	BP B2 Basic	130×90×60.5	310 (乾電池含む)	¥4,900
7-869-11	BP B2 Basic専用ACアダプター			¥1,800
7-869-12	交換用Sカフ	適用腕周/17~22cm		¥1,900
7-869-13	交換用M-Lカフ	適用腕周/22~42cm		¥1,900

- ◆ 国際的な精度基準である AAMI、BIHS、ESH 等を満たす事が臨床試験で証明されています。
- ◆ 妊婦、糖尿病患者をはじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。
- ◆ 標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売で S カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
- ◆ カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。



## 手首式血圧計

品番	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
7-868-01	BP W3 Comfort	81×66×22	112 (乾電池含む)	¥4,300



収納ケース



- ◆ 国際的な精度基準である AAMI、ESH 等を満たす事が臨床試験で証明されています。
- ◆ カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。

### 仕様

品番	7-869-01	7-868-01
測定法	オシロメトリック法	オシロメトリック法
測定範囲(圧力)	0~299mmHg	0~299mmHg
測定範囲(脈拍)	40~199拍/分	40~199拍/分
適用腕周(手首)範囲	約22~42cm	約13.5~19.5cm
腕帯	フィット性検知機能付き	フィット性検知機能付き
記憶機能(メモリ)	30回	30回
平均値	○	○
血圧分類(レベル)表示	○	○
体動表示	○	○
脈間隔変動マーク	○	○
時計機能	○	○
自動電源オフ	○	○
電源	単3乾電池×4本(テスト用付属)	単4乾電池×2本(テスト用付属)
電池寿命	約780回	約780回
付属品	M-Lカフ、収納バック、血圧記録表	収納ケース、血圧記録表

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー機用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



製造販売業者

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号