


電子体温計 MT850



37.5°C以上の時は赤い
バックライトでお知らせ



ウォータープルーフ



先端が柔らかいので
どなたにもしっかりフィット



約20秒の予測検温

管理医療機器
一般的名称: 電子体温計
販売名: 電子体温計 MT850
医療機器認証番号: 303AKBZX00092000


navis*

品番	型番	幅×長さ×厚み (mm)	重量(g)	価格(税抜)
7-870-01	MT850	141×24.5×15	22(電池含む)	¥1,680



【仕様】

- 測定方式：予測／実測（ワキ下専用）
- 測定時間：予測／約 20 秒、実測／約 10 分
- 測定範囲：32.0°C～ 42.0°C
- 測定精度：±0.1°C
- 電源：CR1632 ボタン電池 ×1 個（テスト用付属）
- 防水性能：一部防浸形（JIS T1140：2014）／ IP67
- 機能：前回値メモリ・バックライト表示・高温検知
ブザー音・オートパワーオフ
- 付属品：収納ケース



37.5°C以上のときはバックライト
の色を変えてお知らせ



先端が柔らかく
曲がります

- ◆ **バックライト付き**のため、暗い部屋でも測定結果が見れます。
- ◆ **防水設計**（IP67）のため、**丸洗いが可能**です。
- ◆ 先端が柔らかく**曲がる**ため、こどもや高齢者にも安心して使えます。
- ◆ 予測測定時間が **20 秒**と短いため、使い勝手が良いです。
- ◆ **37.5°C以上**の時はバックライトの色が**赤色に変わります**。
- ◆ 液晶表示部は**大きめ**ですので、測定結果が見やすいです。



保管や持ち運びに便利な
ケース付き

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

microlife®

世界 95 개국で体温計や血圧計などの医療機器を販売しているグローバルメーカー。
一般消費者向けの医療機器製品としては非常に高いシェアを持ちます。
マイクロライフ社おすすめの商品を日本のお客様へお届けします。



■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24 時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2112PASPB】