

採血・点滴・透析・回復室等で活躍する

AS ONE

電動リカバリーチェア

使用イメージ



クッション性の良い座面と、
ワイドなアームレストで、
リラックスした状態での施術・
治療ができる
リカバリーチェアです。



※イルリガートル架 取付例




電動でベッドの
高さが無段階に
調整できます。



背もたれとフット
レストは、別々に
調整できます。

※1ボタンで同時に動かす
ことも可能です。



緊急時は、ボタン
1つでトレンドレ
ンブルグ体位にな
ります。(水平角-13°)



ハンドリモコン



ハンドリモコンは、
アームレストの下に
吊り下げることが
できます。

特長

- 3モーター搭載で、全体の高さ調整以外に、背もたれ角度やフットレストの高さもリモコン操作で無段階に調整できます。
- 背もたれの角度を変えても、アームレストは連動して水平を保ちます。
- 緊急時は、ボタン操作1つでトレンドレンブルグ体位に姿勢変化します。
- バッテリーを搭載しています。
- 便利なフットリモコン(別売)での操作も可能です。



【価格表】

送料別途

	品名	品番	型番	定価(税抜)
本体	電動リカバリーチェア	7-916-01	NVFT-010	390,000円
オプション	フットリモコン	7-916-11	—	20,000円
	イルリガートル架	8-5163-72	—	10,000円

■ 材質: チェアフレーム/スチール(粉体塗装)、シート/PULゼー張地(耐アルコール・耐次亜塩素酸) ■ サイズ: ベッド時/幅915×奥行1940×高さ約600~800mm、椅子時/幅915×奥行1270×高さ1285~1485mm
 ■ ベッドサイズ: 最大幅600×奥行1940mm ■ 座面サイズ: 幅600×奥行465mm ■ 重量: 約87kg ■ 電圧: AC100V 50/60Hz ■ 電源コード長: 1.8m ■ 消費電力: 80W
 ■ キャスター: φ100mmナイロン製キャスター ■ 耐荷重: 170kg ■ ハンドリモコンコード長: 1.6m ■ フットリモコンコード長: 1.4m ■ トレンドレンブルグ体位: リモコン操作で水平角-13°に傾斜可能

商品の詳しい情報は
検索サイト「AXEL」
をご覧ください



商品名や品番で
簡単に検索できます!

AXEL

AS ONE **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis