

《医療用音叉》

些細な変化を見つける検査を

navis\*

オリジナル

一般



*Recommendation from navis  
Medical tuning forks*

一般医療機器  
一般の名称：音叉  
医療機器届出番号：27B2X00303000039

## 聴力検査等 (耳鼻科)

※実寸大ではありません



■仕様《ルーツェタイプ》

全長：約 175 mm

周波数：128～240Hz  
(調節子にて調節可能です)

■材質


本体：ニッケルクロムメッキ鋼

調節子：アルミニウム

底部：プラスチック

## 骨導検査等 (耳鼻科 / 脳神経外科 / 整形外科)

※実寸大ではありません



■仕様《アルミ C 調》

全長：約 220 mm

周波数：128 Hz

■材質

本体：アルミニウム

底部：プラスチック

品番	型番	重量 (g)	価格 (税別)
7-9166-01	NK-904	約 75	¥7,000

品番	型番	重量 (g)	価格 (税別)
7-9166-02	NK-903	約 100	¥7,000

◆◆◆ 安全にご使用いただくために◆◆◆

- ・ご使用前には左右の調節子と同じ位置にあることをご確認ください。(NK-904)
- ・汚れが乾燥した場合、落ちにくくなることを防ぐため、万が一血液、体液、薬品等が付着した場合は直ちに洗浄・消毒またはアルコールなどで湿らせた柔らかい布で清拭してください。
- ・洗浄をする場合は、中性洗剤をご使用ください。

MADE IN TAIWAN

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。

製品に関するお問合せはカスタマー相談センター

TEL : 0120-711-875

受付時間：午前9時～午後5時30分

(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

製造販売元：

**AS ONE ナビス株式会社**

大阪市西区江戸堀2-1-27

**navis\***

大阪本社	東京オフィス	横浜支店	名古屋支店
札幌営業所	仙台営業所	静岡営業所	京都営業所
広島営業所	高松営業所	福岡営業所	沖縄営業所