

患者用いす 座面が大きく安心してご使用いただける

navis
オリジナル

座面が大きく、ラウンドしていますので、
安心してお座りいただけます。



特長

- 患者様の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
- 背もたれは触診に配慮した高さです。
- 患者様がつかずにくい薄型の円盤脚です(円盤脚タイプのみ)。
- 座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。

組立

耐次亜
耐アルコール

360°
画像



患者用いす(ピコラ)

品番	脚仕様	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)	照会No.
7-9665-*	円盤脚	540×545×605~695	¥58,000	600
7-9666-*	スパーサー脚	595×570×585~675	¥48,000	600

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

仕様 ●材質:座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト、5本脚/強化ナイロン●昇降方式:ガスシリンダー式●座面サイズ:幅470×奥行440mm●座面高さ:円盤脚/410~500mm、スパーサー脚/390~480mm●ベースサイズ:円盤脚/φ500mm、スパーサー脚/φ595×570mm●重量:円盤脚タイプ/12.7kg、スパーサー脚タイプ/10.7kg●組み立て式

座面は
5色から
選べます



[カラーコード表]

コード	-01	-02	-03	-04	-05
色	ブラウン	ローズ	ネイビー	グリーン	ブラック

クランクチェア(ラクーン) 患者の腰にやさしくフィットする

navis
オリジナル

座面はモールドウレタン採用で、
しっかりと上質な座り心地です。



選べる
6色展開



特長

- 座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。
- つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰を優しくホールドします。
- 座面や背もたれは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
- 場所をとらない患者椅子です。

耐次亜
耐アルコール

360°
画像



クランクチェア(ラクーン)

品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	照会No.
7-9661-01	NK-P	ピンク	φ420× 580~710	¥33,000	600
7-9661-02	NK-B	ブルー		¥33,000	600
7-9661-03	NK-G	グリーン		¥33,000	600
7-9661-04	NK-O	オレンジ		¥33,000	600
7-9661-05	NK-N	ネイビー		¥33,000	600
7-9661-06	NK-BL	ブラック		¥33,000	600

仕様 ●材質:座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)●座面サイズ:φ360×405~535mm●昇降方式:ガスシリンダー式(リングレバー付き)●重量:7.1kg