

触れずに自動吐出！

new

オートディスペンサー

- アルコール消毒やアルコールジェル、液体石鹸で使用できます。
- スタンド式なので、さまざまな場所に置くことができます。



使用例

本体に触らず薬液を出すことができます。

薬液の吐出量を
5段階で設定可能！

自由に高さ調整が
できます。

上部を開けて
薬液を注ぐことが
できるため、補充も
簡単に行えます。

液だれ防止の
カップが付属して
います。

円盤状の脚でぐらつく
ことなく、安定して設置
することができます。

navis
オリジナル

組立
(要工具)

360°
画像

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	参考価格(税抜)	照会No.
7-9967-01	NDS1308	ディスペンサー+スタンド	φ390×1420~1730	¥12,800	700

【仕様】●材質：本体/ABS、スタンド/スチール ●重量：本体/0.7kg、スタンド/5kg ●ボトル容量：850mL
●供給量：0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL ●電源：単三乾電池×4個 ●使用薬液：液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
※霧状に噴霧することはできません。※本体に薬液は付属していません。



AXEL

アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口
カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ