

サニタクリーン® シリーズ

災害時には衛生環境の保持も2次災害を防ぐ第一歩です。
食事の前とトイレの後は、手指を清潔にしましょう。

防災ウェットタオル

長期保管(未開封)

20枚入

除菌



日常の身の回りの除菌に



災害時のトイレ後の
手指の汚れ拭きに



避難用品セットに入れておくと
イザという時、便利で安心!

キレイ! スッキリ! 手放せない
ウェット感が長続き



《主な仕様》

素材：レーヨン不織布
成分：水、PG、除菌剤、防腐剤
寸法：200mm×300mm
入数：20枚

商品サイズ：130×230×20
荷姿サイズ：780×445×170
入数：50個

災害時を想定しているので安心感が違います

長期保管可能

3層フィルム・接着強度のあるフラップシールを使用。
未開封で製造より5年間の品質保持が可能です。

※高温多湿の所や、直射日光等は品質に影響しますので避けて保管してください。

ノンアルコール
除菌

ノンアルコールタイプで手指にやさしく、
身の回りの除菌・払拭に最適です。

大判サイズ

シート1枚が20cm×30cmと余裕のサイズ。
たっぷり拭けて、とても使いやすい。

柔らかくて丈夫

しっとりしなやかな心地よさと、ほつれにくさを兼ね備えています。

お問い合わせは

製造者



株式会社 総合サービス

SINCE1982



☎ 0120-980-329

受付時間 / 9:30 ~ 17:00 (平日)

HP-URL <https://sservice.co.jp>

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-14-5

2022.10 ■カタログ掲載写真と実物の色合いは異なります。■製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。