

ゼロリセットダイヤル錠で引出しオールロック！



与薬カート（メディロックシステム）



- ◆4桁の暗証番号（固定）で全ての引出しが施錠・開錠されます。
 - ◆施錠しますと、4桁の数字が自動で0リセットされますので、暗証番号を他人に読み取られる恐れがありません。
 - ◆暗証番号を忘れた場合、付属の非常解除キーで開けることができます。
- ※暗証番号の検索方法は当社カスタマー相談センターまでお問い合わせください。



1つの引出しに、別売の個人ケースが、32個（4×8）収まります。

個人ケース（8-4891-11～14）は光沢のある厚紙を使用していますので、運搬時や配薬時にカチャカチャ音が発生しません。



品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	引出し数	価格（税抜）
7-7719-01	KY-20	622×486×1121	2列10段（20床用）	¥217,000
7-7719-02	KY-30	882×486×1121	3列10段（30床用）	¥258,000
7-7719-03	KY-40	1142×486×1121	4列10段（40床用）	¥326,000

アズワン株式会社

- 大阪本社
- 東京オフィス
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- 静岡営業所
- 京都営業所
- 広島営業所
- 高松営業所
- 福岡営業所
- 沖縄営業所