

メディクスワブポビドンヨード

医療現場での安全・便利で確実な消毒に。

原寸大
4.5

十分に塗布できる薬液量 幅広い微生物に有効なポビドンヨード使用

小さな力で確実に薬液を押し出す「M字形状」(登録意匠)

薬液が飛び散るのを防ぐ、手を汚さない「ループ構造」(登録意匠)

綿棒を取り出しやすい「フィルムストップ加工」

中の綿棒を確認しやすい透明フィルム

medic swab
povidone iodine



メディクスワブ
ポビドンヨード 1.5



メディクスワブ
ポビドンヨード 1.5
2本入



メディクスワブ
ポビドンヨード 4.5

安心

一回使い切りタイプで、汚染リスクを最小限に

手軽

消毒剤の調整や、容器の洗浄・滅菌の手間をカット

明瞭

薬液の流れが確認できる透明容器を使用

高品質

専用設計した、薬液を塗布しやすい高品質の日本製木軸綿棒を採用

衛生的

徹底した衛生管理のもと、クラス10000 (ISOクラス7)のクリーンブースで生産

便利

一本個包装で、在宅・訪問介護にも便利