



# メディフック<sup>施</sup>

フック部の回転と独特の形状で操作が容易です。

ベッド真上の天井に固定して使用。メディフックは、くろがねが独自に開発したガートルハンガー吊り下げ用フックです。ベース部の回転軸芯とフック軸との偏芯が適度な回転を生み、ハンガーをスムーズにキャッチ。独自のフック先端形状は、ハンガーが誤って持ちあがった場合でも外れにくい安全設計です。また、移動式フックのように、天井諸設備のレイアウトの点で大きな制約を受けることがありません。材質は、樹脂製で不快な金属音が発生せず、静かな病室環境を守ります。



MF-6065CN  
¥2,300  
φ60×63.3Hmm ●カラー: IV(アイボリー)

※一般病室などに使用する一般タイプです。

- ベース板: SUS304
- フックベース / 取付ベース  
/ フック: ガラス・繊維強化PBT
- 止めネジ: 丸皿タッピンネジφ3×10
- ボードアンカー: タックルボルトM6


MF-6065S  
¥2,500  
φ60×63.3Hmm ●カラー: GY(グレー)

※ICU室やリハビリ室などの専門的な治療や長時間の使用などに適したスペシャルタイプ、十分な耐荷重を有しています。


- ベース板: SUS304
- フックベース / 取付ベース  
/ フック: ガラス・繊維強化ポリアミド
- 止めネジ: 丸皿タッピンネジφ3×10
- ボードアンカー: タックルボルトM6

## ■取付位置寸法例

### 3個使用の場合



### 2個使用の場合



※写真は使用イメージです。ハンガーの取扱いはありません。