

柔らかく・しなやか フィット性・耐久性に優れたニトリル手袋

- ▶▶ ラテックス・パウダーフリー
- ▶▶ 左右兼用・指先エンボス加工
- ▶▶ ウイルス透過試験基準*クリア

*ASTM F1671



navis*

ナビロール 医療ニトリル手袋

一般医療機器

食品衛生法適合品

Examination Nitrile Gloves
EXAMINATION NITRILE GLOVES



[仕様]

- 材質：ニトリルゴム（装着側 / クロリネーション加工）
- 全長：約 240 mm ■ 厚み：約 0.05 mm（指先・掌部）
- 箱サイズ：200 x 110 x 60 mm
- Chemo 対応（裏面に詳細を記載）
- ENN-455・ASTM 規格適合

品番	サイズ	入数	* 価格（税抜）
8-9956-11	L	1箱（100枚入）	1,500円
8-9956-12	M		
8-9956-13	S		
8-9956-14	SS		



AXEL 品番


で検索できます。

一般の名称：非天然ゴム製検査・検診用手袋
医療機器届出番号：27B2X00303000003

□ 価格、納期は変動する場合がございます。最新情報は AXEL でご確認ください。

【商品性能】◆試験項目 性能 / 試験方法

◆全長 中央値 約 240mm / EN 455-2



【抗がん剤耐性におけるバリア性】※ ASTM D 6978-05 による防護性能試験

一般名 / 薬剤名	試験結果 (浸透時間)	
シスプラチン / Cisplatin, 1.0mg/ml (1,000ppm)	240分まで 浸透せず	
シクロホスファミド / Cyclophosphamide (Cytoxan), 20mg/ml (20,000ppm)		
ダカルバジン / Dacarbazine (DTIC), 10.0mg/ml (10,000ppm)		
エトポシド / Etoposide (Toposar), 20.0mg/ml (20,000ppm)		
フルオロウラシル / Fluorouracil, 50.0mg/ml (50,000ppm)		
* ゲムシタビン / Gemcitabine (Gemzar), 38.0mg/ml (38,000ppm)		
** メトトレキサート / Methotrexate, 25mg/ml (25,000ppm)		
オキサリプラチン / Oxaliplatin, 2.0mg/ml (2,000ppm)		
パクリタキセル / Paclitaxel (Taxol), 6.0mg/ml (6,000ppm)		
ビンクリスチン / Vincristine Sulfate, 1.0mg/ml (1,000ppm)		
シタラビン / Cytarabine, 100mg/ml (100,000ppm)		
ドキシソルビシン塩酸塩 / Doxorubicin Hydrochloride, 2.0mg/ml (2,000ppm)		
カルムスチン / Carmustine (BCNU), 3.3mg/ml (3,300ppm)		22.5分
*** チオテパ / Thiotepa, 10.0mg/ml (10,000ppm)		57.6分

(* 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 ** 抗リウマチ剤 *** 造血管細胞移植前治療薬)

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

製造販売元:

AS ONE アズワン株式会社

大阪市西区江戸堀2-1-27



■ ご利用は信頼ある代理店へ

navis

[2109PASPB]