

弾性ストッキング

navis
オリジナル

一般医療機器

機能や材質のラインナップを強化した静脈血栓予防製品です。




ベーシック
滑り止め付き
ハイソックス

ベーシック
滑り止め付き
ストッキング

コットン
ハイソックス

コットン
ストッキング



ハイソックス

ストッキング

[サイズ別カラー]



[サイズコード表]

品番	-01	-02	-03	-04	-05
サイズ	SS	S	M	L	LL
足首	15~19	17~21	19~23	21~25	23~27
ふくらはぎ	24~30	28~34	32~38	36~42	40~46
(ストッキング)	40~49	44~53	47~56	50~59	55~64

単位:cm

弾性ストッキング

品番	型番	仕様	入数	価格(税抜)	品番No.
9-1065-※	ハイソックス	ベーシック	1足	¥1,000	401
9-1066-※	ストッキング			¥1,200	401
9-1067-※	ハイソックス	滑り止め付き		¥1,200	401
9-1068-※	ストッキング			¥1,400	401

※ご注文の際はサイズコード表にてサイズの指定をお願いします。

●滑り止め付きは足裏部分に滑り止めがあり、滑りにくくなっています。

仕様

●材質：ナイロン・ポリウレタン



モニターホール

滑り止め付き



モニターホール

弾性ストッキング(コットン)

品番	型番	入数	価格(税抜)	品番No.
9-1069-※	ハイソックス	1足	¥1,450	401
9-1070-※	ストッキング		¥1,950	401

※ご注文の際はサイズコード表にてサイズの指定をお願いします。

●コットン配合でやさしい肌触りです。

仕様

●材質：ナイロン・綿・ポリウレタン

アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ