オムロン超音波ネブライザNE-U17をお使いのお客様へ

NE-U17 メーカー修理対応終了のお知らせ
修理対応終了月:2023年12月



2023年12月末日をもちまして
故障等に伴う修理対応は、終了させていただきます。

医療機器届出番号:医療機器届出番号:26B1X10002000002　一般医療機器　製造販売業者:オムロン ヘルスケア株式会社

後継機種　NE-U780-J2

NE-U780-J2は、現在ご使用中のNE-U17の後継機種になります。更新の際にはぜひご検討ください。

オムロン 超音波式ネブライザ

NE-U780-J2

メーカー希望小売価格110,000円(税別)

簡単に取り外せる作用槽で丸ごと消毒
衛生的で安全・安心なネブライザ

◆世界初![※1] 分離できる作用槽

独自の技術により作用槽を分離し、まるごとミルトン[※2]などによる浸漬消毒が可能になりました。

REMOVABLE TANK

REMOVABLE TANKとは?
本体から取り外しを可能にした新構造の作用槽です。
作用槽を単独で洗浄・消毒することが可能になり衛生面でも優れた効果を発揮します。







架台(別売)
NEB-CART-78

◆より使いやすくなりました!

お手入れしやすいデザインとシンプルなパーツ構成、
見やすく操作しやすい操作パネル。



※1　2015年8月オムロン ヘルスケア調べ。振動子を含む作用槽が取外せる技術。
※2　ミルトンはキョーリングループの商標です。

医療機器届出番号:26B1X10002000039　一般医療機器　製造販売業者:オムロン ヘルスケア株式会社

■超音波ネブライザ　比較表	NE-U17（2023 年 12 月修理対応終了）	NE-U780-J2（後継機種）
		
装置本体の消毒	△ 消毒用アルコールで湿らせて 軽く絞った柔らかい布による拭き取り	○ E.O.G.(エチレンオキサイド) 滅菌及び過酸化水素低温プラズマ滅菌が可能
本体の拭き取り易さ（操作パネル）	△ ダイヤルツマミで凹凸があり 隙間に埃など入りやすい	○ 凹凸がない シートスイッチ
作用槽の浸漬消毒	△ 消毒用アルコールで湿らせて 軽く絞った柔らかい布による拭き取り	○ 作用槽を取り外して 丸ごと浸漬消毒
排水方法	ホース排水 （汚れが溜まりやすい）	作用槽を取り外して排水 （洗浄・消毒作業性が高い）
オートクレーブ可能パーツ	△ 耐熱吸気ホース、吸入マスク ガラスオリーブ	○ 耐熱吸気ホース、吸入マスク、薬剤槽カバー、マウスピース、小容量霧化アダプタ、長時間霧化用カバー、ノーズピース（ソフト）、コネクタ
フィルタの交換	汚れが目立ってきたら交換	汚れが目立ってきたら交換 (噴霧時間が 100 時間超毎にランプ点滅)
最大霧化量	3mL/ 分以上	
噴霧粒子径	1~8 μ m(MMAD5.59 μm)	MMAD 約 6.0 μm
送風量（最大）	17 L / 分	
霧化量 / 送風量　段階数	10 段階 /11 段階（細かい調節が可能）	
噴霧可能容量	10 ～ 150ml	
小容量霧化セット使用時	2 ～ 5ml	2 ～ 12ml
作用槽容量	約 375mL	約 450mL
寸法（幅×高さ×奥行）	約 276 ×約 243 ×約 226 mm	約 295 ×約 219 ×約 196 mm
本体質量（作用槽込）	約 4.0kg	約 2.3kg
架台	有	有（キャスターが大きくなり移動時に床の溝等にはまりにくい）

販売業者　フクダコーリン株式会社　〒113-8420 東京都文京区本郷2-35-27　ホームページ https://colin.fukuda.co.jp

営業拠点

札幌	(011)751-6061	横浜	(045)710-0860	神戸	(078)261-2345
盛岡	(019)652-4795	静岡	(054)208-0272	岡山	(086)244-0165
仙台	(022)371-8414	長野	(0263)54-1081	広島	(082)278-8833
新潟	(025)240-1110	名古屋	(0568)35-5311	四国	(089)905-7035
東関東	(043)234-1031	北陸	(076)238-7702	福岡	(092)710-6500
埼玉	(048)826-6236	京都	(075)366-9141	熊本	(096)334-5180
東京	(03)3815-6851	大阪	(06)6271-4617	鹿児島	(099)254-8622

出張所

茨城	(029)826-2820	沖縄	(098)887-3750

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-088-203

受付時間：月～金曜日（祝祭日、休日を除く）9:00～17:45

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「医療機器添付文書」および「取扱説明書」などをよくお読みのうえ正しくお使いください。