





ゆったり足を広げられる
前方に支柱のないひじ掛け形状。


組立完成品

ノーマルタイプ・はねあげタイプ 共通スペック

便座高さは35cm～50cmで調節できます(3cmピッチ)



便座角度は水平と3°前傾に設定出来ます。



調節ブロックをひっくり返して取り付け、
脚をスライドさせるだけで便座が前傾します。

ひじかけ高さは18cm～27cmで調節できます(3cmピッチ)

着座時は…

高めに設定できるひじ掛けで、腰を深く落さなくても、後ろ手でひじ掛けを掴めるので、安全に着座できます。

【目安】
身長160cm
▼
ひじ掛け高さ27cm



高めに設定したひじ掛けに前腕を乗せることで、安定した排泄姿勢を保つ事が出来ます。



便座面を水平と前傾(3度)にカンタンに調節できます。

▼

①高い座面設定の場合、立ち上がりやすくなります。
②前傾姿勢を取りやすくなります。前傾姿勢は、直腸と肛門の角度が広がり、排泄しやすい角度になるので、便を出しやすくなり、さらにお腹に力を入れて力みやすくなります。

