Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド Full-Steri

滅菌採水ボトル（小容量タイプ）

～目盛付の広口タイプで採水がしやすい！！～

こんな製品を製造のお客様へ

① 医薬品
（液剤・軟膏剤など）
② 調味料
（ソース・醤油など）
③ 油脂製品
（バター・サラダ油など）
④ 化粧品
（シャンプー・化粧水など）
⑤ 清涼飲料水
（ミネラルウォーター・ジュースなど）



特長

- スクリュー式のフタを採用
- 目盛りあり
- 個包装で簡単開封（ノッチ付）



製品仕様

品　番	3301014-20122
品　名	滅菌採水ﾎﾞﾄﾙ(ﾊｲﾎﾟなし)50ml
容　量	50ml
サ イ ズ	直径：4.5 センチ　高さ：5.5 センチ　口径：2.8 センチ
入　数	500 本入
材　質	本体：ポリエチレン　キャップ：ポリプロピレン
滅菌方法	EOG 滅菌

全てのお客様のために Full-Steri

アテクト　検査　検索

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町 3275-1
TEL 0748-20-3535
FAX 0748-25-7171
URL https://www.atect.co.jp/
E-mail biosales@atect.co.jp