腹臥位用胸部クッション

岡山大学病院との共同研究から開発された商品です。



●腹臥位でCTや超音波などの検査・処置を受ける際に胸部下に敷くクッションです。

●腹臥位で上肢の挙上をしやすい形状と高さに設計しています。

●腹部を圧迫しない長さですので、不快感なく長時間の検査・処置が可能です。

●内部のウレタンは、耐圧分散しやすいソフトクッションを使用しています。

●胸部に窪みがありますので、バストの圧迫感を軽減します。

●カバーは耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウムです。

商品紹介ページ

PPK-NV



（ネイビー）

PPK-DB



（ダークブラウン）

PPK-GG



（グレージュ）

品番	型番	カラー	価格（税抜）
9-1605-01	PPK-NV	ネイビー	¥14,000
9-1605-02	PPK-GG	グレージュ	¥14,000
9-1605-03	PPK-DB	ダークブラウン	¥14,000

●サイズ：幅430×長さ360×高さ120/70mm
●材　質：カバー／ソフトPU（耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃）
　　クッション／ウレタンフォーム

アズワン株式会社
URL:https://www.as-1.co.jp/
本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター
ユーザー様用 0120-711-875
代理店様用 0120-776-967
（価格・納期は営業まで）
電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）
お問い合わせ専用URL
（24時間対応）

■ご用命は信頼ある代理店へ